

## S NORMALIZOVANÝM ZÁBRUSEM

VERKON > Sklo a porcelán > Teploměry > S normalizovaným zábrusem

### Teploměr s normalizovaným zábrusem NZ 14,5/23

- obalový
- stupnice z mléčného skla, hladký zátav
- stupnicová část: D = 10-11 mm, L = 300 mm, stonek d = 7-8 mm
- délka  $l_1$  je hloubka ponoru při vyměření stupnice
- vestavěná délka stonku  $l_2$  je včetně NZ
- náplň: organická



Možné délky stonků	
$l_1$ [mm]	$l_2$ [mm]
35	60
55	80
75	100
135	160
175	200
225	250
275	300

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	$l_1$ [mm]	$l_2$ [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 213 121 101	0 ... +100	0,5	35	60	Skladem, do 1 týdne	855 Kč
170 213 122 101	0 ... +150	0,5	35	60	Delší termín	891 Kč
170 213 133 101	0 ... +250	1	35	60	Skladem, do 1 týdne	887 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Teplotní rozsah 0 ... +200 °C

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	$l_1$ [mm]	$l_2$ [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 213 132 101	0 ... +200	1	35	60	2-3 týdny	874 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Rozsah [°C]</b>	<b>Dělení [°C]</b>	<b>l<sub>1</sub> [mm]</b>	<b>l<sub>2</sub> [mm]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
170 020 500 972	0 ... +200	1	85	110	Skladem, do 1 týdne	810 Kč
170 020 500 973	0 ... +200	1	105	130	Skladem, do 1 týdne	825 Kč
170 020 131 324	0 ... +200	1	135	160	Skladem, do 1 týdne	901 Kč
170 020 500 974	0 ... +200	1	185	210	Skladem, do 1 týdne	862 Kč
170 020 500 975	0 ... +200	1	205	230	Skladem, do 1 týdne	862 Kč
170 020 131 326	0 ... +200	1	225	250	Skladem, do 1 týdne	955 Kč
170 020 131 327	0 ... +200	1	275	300	Delší termín	953 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*