

ÚZKOHRDLÉ

VERKON > Sklo a porcelán > Láhve > Úzkohrdlé

Láhev úzkohrdlá reagenční se zabroušenou zátkou, čirá

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- hrdlo s normalizovaným zábrusem NZ
- zabroušená zátka



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [nálevky](#), [Parafilm M](#), [širokohrdlé prachovnice](#), [popisovače](#), [popisovací pásky](#) a [reagenční láhve](#) se šroubovacím uzávěrem.

i Výrobce postupně mění design zátek z hladkých na vroubkované. V současné době probíhá doprodej skladových zásob. Vaše objednávka proto může obsahovat zátky dvojího typu, hladké a/nebo vroubkované (i obojí).

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 414 102 050	50	41,5	77	14/15	1-2 týdny	79 Kč
632 414 102 100	100	51,5	103	14/23	1-2 týdny	89 Kč
632 414 102 250	250	69	131	19/26	1-2 týdny	99 Kč
632 414 102 500	500	85	163	24/29	1-2 týdny	118 Kč
632 414 102 940	1000	106,5	199	29/32	4-6 týdnů	150 Kč
632 414 102 950	2000	132	245	29/32	1-2 týdny	205 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev úzkohrdlá reagenční se zabroušenou zátkou, hnědá

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- hrdlo s normalizovaným zábrusem NZ
- zabroušená zátka



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [nálevky](#), [Parafilm M](#), [širokohrdlé prachovnice](#) a [reagenční láhve](#) se šroubovacím uzávěrem.

i Výrobce postupně mění design zátek z hladkých na vroubkované. V současné době probíhá doprodej skladových zásob. Vaše objednávka proto může obsahovat zátky dvojího typu, hladké a/nebo vroubkované (i obojí).

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 414 202 050	50	41,5	77	14/15	1-2 týdny	79 Kč
632 414 202 100	100	51,5	103	14/23	Skladem, do 1 týdne	89 Kč
632 414 202 250	250	69	131	19/26	1-2 týdny	99 Kč
632 414 202 500	500	85	163	24/29	1-2 týdny	118 Kč
632 414 202 940	1000	106,5	199	29/32	1-2 týdny	150 Kč
632 414 202 950	2000	132	245	29/32	1-2 týdny	205 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev úzkohrdlá reagenční Steilbrust se zabroušenou zátkou, čirá

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- hrdlo s normalizovaným zábrusem NZ
- kulatá nebo osmihranná zabroušená zátka (dle objemu)

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky](#), [Parafilm M](#), [hranaté prachovnice](#) a [hnědé reagenční láhve](#) se šroubovacím uzávěrem.



Výrobce postupně mění design zátek z hladkých na vroubkované. V současné době probíhá doprodej skladových zásob. Vaše objednávka proto může obsahovat zátky dvojího typu, hladké a/nebo vroubkované (i obojí).

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 414 126 050	50	41,5	77	14/15	1-2 týdny	87 Kč
632 414 126 100	100	51,5	103	14/23	1-2 týdny	100 Kč
632 414 126 250	250	69	131	19/26	1-2 týdny	141 Kč
632 414 126 500	500	85	163	24/29	2-3 týdny	186 Kč
632 414 126 940	1000	106,5	199	29/32	1-2 týdny	239 Kč
632 414 126 950	2000	133	245	29/32	1-2 týdny	313 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev úzkohrdlá reagenční Steilbrust se zabroušenou zátkou, hnědá

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- hrdlo s normalizovaným zábrusem NZ
- kulatá nebo osmihranná zabroušená zátka (dle objemu)

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky](#), [Parafilm M](#), [hranaté prachovnice](#) a [hnědé reagenční láhve](#) se šroubovacím uzávěrem.



i Výrobce postupně mění design zátek z hladkých na vroubkované. V současné době probíhá doprodání skladových zásob. Vaše objednávka proto může obsahovat zátky dvojího typu, hladké a/nebo vroubkované (i obojí).

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 414 226 050	50	41,5	77	14/15	1-2 týdny	87 Kč
632 414 226 100	100	51,5	103	14/23	1-2 týdny	100 Kč
632 414 226 250	250	69	131	19/26	1-2 týdny	141 Kč
632 414 226 500	500	85	163	24/29	1-2 týdny	186 Kč
632 414 226 940	1000	106,5	199	29/32	1-2 týdny	239 Kč
632 414 226 950	2000	133	245	29/32	4-6 týdnů	313 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.