

ZÁSObNÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Láhve > Zásobní

Láhev zásobní pro byretu

Materiál: Sodnovápenaté sklo

- objem: 2000 ml
- provedení: čirá nebo hnědá
- hrdlo s normalizovaným zábrusem NZ 29/32
- vhodná k automatické [byretě dle Pelleta](#)



Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 436 801 046	2000	Čirá	160	200	29/32	Skladem	219 Kč
632 436 802 046	2000	Hnědá	160	200	29/32	Skladem	219 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Láhev zásobní na injekční séra, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 2 000, 5 000, 10 000 nebo 20 000 ml
- nezabroušená
- bez zátky
- "Tvarováno pro NZ" udává vnitřní průměr hrdla v jeho nejširší části a délku hrdla (př. 34/35 = šířka hrdla 34 mm, výška hrdla 35 mm)



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	Tvarováno pro NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 511 101 950	2000	125	257	34/35	Kontaktujte nás	
632 511 101 956	5000	178	305	34/35	Kontaktujte nás	
632 511 101 966	10000	220	385	34/35	Kontaktujte nás	
632 511 101 968	20000	286	470	60/46	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.