

## SKLOPNÉ

VERKON > Sklo a porcelán > Pipety > Sklopné

### Pipeta sklopná - špaček, včetně Erlenmeyerovy baňky, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- objem pipety: 1, 2, 5, 10, 20, 25, 30 a 50 ml
- objem baňky: 250, 500 nebo 1000 ml
- normalizovaný zábrus NZ 29/32
- vhodná pro rychlé a opakované dávkování daného objemu
- **informace k dodávce:** součástí dodávky sklopné pipety (špačka) je i Erlenmeyerova baňka s NZ



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i jiné objemy [Erlenmeyerových baněk](#), samostatně [špačky](#), [drátěné](#) nebo [plastové](#) klemy a [tuky na zábrusy](#).

Obj. číslo	Objem pipety [ml]	Objem baňky [ml]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 446 003 001	1	250	29/32	3-4 týdny	2 179 Kč
632 446 003 002	2	250	29/32	Kontaktujte nás	
632 446 003 005	5	250	29/32	Kontaktujte nás	
632 446 003 010	10	500	29/32	3-4 týdny	2 412 Kč
632 446 003 020	20	500	29/32	3-4 týdny	2 675 Kč
632 446 003 025	25	500	29/32	Kontaktujte nás	
632 446 003 030	30	1000	29/32	Skladem, do 1 týdne	2 799 Kč
632 446 003 050	50	1000	29/32	3-4 týdny	2 716 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Pipeta sklopná - špaček

- objem: 1, 2, 5, 10, 20, 30 a 50 ml
- normalizovaný zábrus NZ 29/32
- vhodná pro rychlé a opakované dávkování daného objemu
- **informace k dodávce:** součástí dodávky sklopné pipety **není** Erlenmeyerova baňka



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [Erlenmeyerovy baňky](#), [sklopné pipety](#) [v sadě s baňkou](#), [drátěné](#) nebo [plastové](#) klemy a [tuky na zábrusy](#).

<b>Obj. číslo</b>	<b>Objem [ml]</b>	<b>NZ</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
632 446 003 101	1	29/32	Na dotaz	2 030 Kč
632 446 003 102	2	29/32	Na dotaz	1 051 Kč
632 446 003 105	5	29/32	Na dotaz	1 051 Kč
632 446 003 110	10	29/32	Na dotaz	1 051 Kč
632 446 003 120	20	29/32	Na dotaz	1 051 Kč
632 446 003 130	30	29/32	Na dotaz	1 060 Kč
632 446 003 150	50	29/32	Na dotaz	1 060 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*