

Skříň plastová pro skladování chemikálií

Výrobci a značky: POL-LAB

Skříně jsou určeny pro skladování chemikálií v uzavřených nádobách. Vynikají výbornou chemickou odolností a dlouhou životností. K jejich výhodám patří i možnost napojení na odsávání nebo osazení ventilátorem pro odvětrávání.



- 2 typy: **nízká se zásuvkami** nebo **vysoká s děleným vnitřním prostorem**, dělenými dvířky a zásuvkami
- materiál: chemicky odolný nekorozivní plast
- barva: bílá
- větrací mřížka o průměru 100 mm
- zásuvky i pojezdy z PP, dvířka s úhlem otevření 90°, zámek dveří, vyrovnávací nožky
- příprava pro napojení na odsávání, nebo osazení ventilátorem pro odvětrávání
- splňují EN 13150:2002, EN 14175, EN 61010-1, EN 12600:2002, EN 12665, ISO 2813, EN 14056:2003
- volitelné vybavení za příplatek: výškově nastavitelný policový systém, kovové nožky až do výšky 200 mm, jiný úhel otevření dveří, samozavírací zásuvky - v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Technické údaje		
Typ	Nízká	Vysoká
Počet dveří	1	2
Počet zásuvek	2	2+2
Rozměry zásuvky (d x h x v)	470 x 415 x 115 mm	470 x 415 x 115 mm
Nosnost zásuvky	15 kg	15 kg
Rozměry skříně (š x h x v)	600 x 600 x 1000 mm	600 x 600 x 1900 mm
Větrací mřížka	Ø 100 mm	

Obj. číslo	Typ	Rozměry (š x h x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
700 701 269 100	Nízká se 2 zásuvkami	600 x 600 x 1000	4-6 týdnů	37 607 Kč
700 701 269 190	Vysoká s děleným vnitřním prostorem a dělenými dvířky, počet zásuvek 2+2	600 x 600 x 1900	4-6 týdnů	63 860 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.