














SKŘÍŇKY LABORATORNÍCH STOLŮ

VERKON > Digestoře a nábytek > Laboratorní médiové stoly > Skříňky laboratorních stolů

Skříňky tvoří nosnou a ukládací část laboratorních stolů. Na vrchní části skříněk je umístěna pracovní deska. Skříňky jsou standardně dodávány **ve dvou výškách**: 710 mm pro stoly určené pro práci v sedě a 860 mm pro práci ve stoje. Výška je uvedena včetně plastových 100 mm vysokých stavitelných nožek s krycím soklem. **Na přání** lze skříňky dodat na kovových podnožích, které umožňují snadný přístup do prostoru pod stoly, nebo na kolečkách.

Technické údaje a nákresy					
Typ	3D model	Popis	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]
 SL-O		Otevřená, police	450, 600, 900, 1200	502	710, 860
 SL-D		Dvěřová, police	450, 600	520	710, 860
 SL-D2		Dvoudvěřová, police	900, 1200	520	710, 860
 SL-DZ		Dvěřová, zásuvka	450, 600	520	710, 860
 SL-D2Z		Dvoudvěřová, zásuvka	1200	520	710, 860
 SL-Z3		Zásuvka 3x	450, 600, 900	520	710, 860
 SL-Z4		Zásuvka 4x	450, 600, 900	520	710, 860
 SL-Z21		Zásuvka 3x, spodní vysoká	450, 600, 900	520	710, 860
 SL-Z5		Zásuvka 5x	450, 600, 900	520	860
 SL-Z31		Zásuvka 4x, spodní vysoká	450, 600, 900	520	860
 SL-DP2		Posuvné dveře 2x	1200	502	710, 860
 SL-RO		Rohová, otevřená, police	702	702	710, 860
 SL-RD		Rohová, dvěřová, police	702	702	710, 860