

## Sonda teplotní Pt1000-3850 ppm/°C

Výrobci a značky: COMET

### Základní charakteristika teplotních sond:

- sondy 2034-220/C, 2061-200/C, 2304-220/C jsou tvořeny kovovým pouzdrem pro kontakt s měřeným povrchem, rukojetí a přívodním kabelem, konektor CINCH
- sonda Pt1000TG8/C je pevně spojena se silikonovým kabelem s konektorem CINCH, stínění kabelu není spojeno s pouzdrem; v případě nepohyblivého uložení přívodního kabelu lze snímač teploty provozovat v rozsahu od -80 °C



Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 125 261 150	2061-200/C	Sonda potravinářská vpichovací pro měření pevných látek; rozsah -30...+200 °C, kabel 1 m, krytí IP67	2-3 týdny	2 450 Kč
396 125 234 220	2304-220/C	Sonda kontaktní vpichovací pro měření pevných látek; rozsah -30...+220 °C, kabel 1 m (sonda není odolná proti vniknutí vlhkosti)	2-3 týdny	2 150 Kč
396 125 200 080	200-80/C	Sonda prostorová s rychlou odezvou pro přímé zasunutí do konektoru přístrojů D0211, D0221, D0241; rozsah -30...+80 °C (sonda není odolná proti vniknutí vlhkosti)	2-3 týdny	490 Kč
396 125 210 008	Pt1000TG8/C	Sonda univerzální z nerezů 17240; rozsah -80...+200 °C, kabel 1 m, krytí IP67	2-3 týdny	800 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*