

Sondy s termočlánkem typu K

Výrobci a značky: COMET

Základní charakteristika sond s termočlánkem typu K:

- třída přesnosti 1 dle ČSN IEC584 -2 ±1,5 °C nebo ±0,004 x t (platí větší z těchto hodnot)
- subminiaturní konektor



Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 125 000 260	GD260-1	Sonda drátová, velmi rychlá; rozsah -65...+260 °C, izolace teflon, Ø 0,8 mm, kabel 1 m	2-3 týdny	470 Kč
396 125 000 700	GD700-1	Sonda drátová; rozsah -65...+700 °C, izolace skleněné vlákno, Ø 2 mm, kabel 1 m	2-3 týdny	470 Kč
396 125 001 250	GD1250-1	Sonda drátová; rozsah -65...+980 °C, dvojitá izolace, keramické vlákno na bázi křemíku, Ø 4 mm, kabel 1 m	2-3 týdny	850 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.