

Sondy teplotní Comet se senzorem teploty Ni1000/6180 ppm

Výrobci a značky: COMET

Teplotní sondy jsou standardně dodávány s kabelem o délce 1 m.

- různé typy teplotních sond s rozsahem -50 až +220 °C
- třída přesnosti sond $\pm(0,15+0,002 \times t)$ °C s konektorem Cinch pro přístroje Comet
- sondu N1ATG8/C s délkou kabelu 2, 5 nebo 15 metrů a sondu 0061-200/C s délkou kabelu 2 m vám rádi nabídneme na základě poptávky - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu



Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 125 034 150	034-150/C	Sonda přímá dotyková; rozsah -30...+150 °C, kabel 1 m	2-3 týdny	1 890 Kč
396 125 061 150	0061-200/C	Sonda potravinářská vpichovací; rozsah -30...+200 °C, teflonová rukojeť, kabel 1 m	2-3 týdny	2 470 Kč
396 125 301 220	2301-220/C	Sonda vpichovací; rozsah -30...+220 °C, kabel 1 m	Kontaktujte nás	
396 125 100 060	SN124 (100-60)	Sonda prostorová, rychlá, na vidlici Cinch pro přímé zasunutí do konektoru přístroje; rozsah -30...+80 °C	2-3 týdny	490 Kč
396 125 001 008	N1ATG8/C	Sonda univerzální; rozsah -50...+200 °C, Ø 5,7 mm, IP67, kabel 1 m	2-3 týdny	850 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.