

## Špachtle jednorázová, PS

Materiál: PS

Jednorázové špachtle jsou vhodné k nanášení nebo vyhlazování pastovitých vzorků, pro řezání polotuhých vzorků i pro míchání. Malý ostrý hrot lze použít i k roztržení obalů. Špachtle se díky svému tvaru snadno dostane i do rohů a zakřivení nádob, hodí se k odstraňování zbytků, takže ji využijete i při čištění.



- tvar nože
- provedení: nesterilní nebo sterilní (sterilizace  $\gamma$ -zářením)
- materiál: PS (nelze autoklávkovat)
- barva: bílá
- rozměry (d x š): 192 x 20 mm
- jednorázové použití (odpadá riziko kontaminace vzorků i nutnost čištění)
- vyrobena v čistých prostorách (třída 7)
- vhodná i pro použití s potravinami (splňuje požadavky EU a směrnici FDA)
- **informace k dodávce:** špachtle lze objednat po 1 ks nebo v cenově zvýhodněném balení po 100 ks (sterilní špachtle jsou i v hromadném balení jednotlivě balené)

### Jednorázové špachtle dodávané po 1 ks

Obj. číslo	Popis	Sterilní	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 153 780 135	Jednorázová špachtle	Ne	192	Skladem, do 1 týdne	7,50 Kč
399 153 781 135	Jednorázová špachtle	Ano	192	3-4 týdny	18,60 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Jednorázové špachtle dodávané v cenově výhodném balení po 100 ks

Obj. číslo	Popis	Sterilní	Délka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 780 035	Jednorázová špachtle	Ne	192	100	3-4 týdny	650 Kč
399 153 781 035	Jednorázová špachtle	Ano (jednotlivě balená)	192	100	3-4 týdny	1 615 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*