

Špachtle laboratorní, PA

Materiál: PA

- 2 typy: oboustranná nebo se lžičkou
- materiál: PA (polyamid)
- délka: 150, 180 nebo 210 mm

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [papír na vážení](#), [polystyrenové odvažovací misky](#), [hodinová skla](#), [porcelánové třecí misky](#), [skleněné kádinky](#) a [Petriho misky](#) a [stříčky](#).



Obj. číslo	Typ	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 594	Oboustranná	150	Skladem, do 1 týdne	22 Kč
331 850 019 595	Oboustranná	180	1-2 týdny	26 Kč
331 850 019 596	Se lžičkou	180	Skladem, do 1 týdne	31 Kč
331 850 019 593	Se lžičkou	210	Skladem, do 1 týdne	33 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.