

SPECIÁLNÍ DIGESTOŘE

VERKON > Digestoře a nábytek > Laboratorní digestoře > Speciální digestoře

Unikátní **kruhová digestoř** je ideální pro moderní výukové univerzitní a školní laboratoře. Mezi její hlavní přednosti patří zajímavý design, provedení a účelnost – až 15 studentů má umožněný náhled při předvádění chemických experimentů a laboratorních postupů za účasti dvou vyučujících.

Digestoř odpovídá následujícím normám:

- ČSN EN 14056 - Laboratorní nábytek - Doporučení pro konstrukci a montáž.
- ČSN EN 13150 - Laboratorní stoly - Rozměry, bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
- ČSN EN 14175 (1-6) - Digestoře - Digestoře - bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

V případě zájmu o tuto digestoř kontaktujte produktového specialistu.