

## SPECIÁLNÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Pipety > Speciální

### Pipeta skleněná dle Pasteura

- délka 150 nebo 230 mm
- vytažená dlouhá špička
- zesílené stěny
- možnost použití vatového filtru
- reprodukovatelná velikost kapek
- splňuje ISO 7712
- **informace k dodávce:** pipety jsou dodávány v balení po 1000 ks; **savičky** nejsou součástí dodávky (objednávají se samostatně)



**i** V naší nabídce najdete **sterilní** i **nesterilní** plastové pipety dle Pasteura i **serologické** pipety.

Obj. číslo	Popis	Délka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 950 341 451	Skleněná Pasteurova pipeta	150	1000	1-2 týdny	1 533 Kč
120 950 342 301	Skleněná Pasteurova pipeta	230	1000	1-2 týdny	1 713 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Pipeta na smetanu, ověřená

Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 5 ml
- ověřena v metrologické laboratoři výrobce a následně označena metrologickou značkou (takto označené odměrné sklo je možné používat jako stanovené měřidlo v souladu s platnými předpisy)



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
632 433 610 905	Pipeta na smetanu	5	4-6 týdnů	791 Kč

## Pipeta na mléko, ověřená

- objem: 11 ml
- ověřena v metrologické laboratoři výrobce a následně označena metrologickou značkou (takto označené odměrné sklo je možné používat jako stanovené měřidlo v souladu s platnými předpisy)



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
632 433 610 911	Pipeta na mléko	11	4-6 týdnů	644 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.