

## SPECIÁLNÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Válce > Speciální

### Válec sedimentační podle Imhoffa

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- dvě provedení: s uzavřenou špičkou nebo se špičkou zakončenou kohoutem
- objem: 1000 ml
- materiál: borosilikátové sklo 3.3
- bílá graduace (dělení viz tabulka)
- vyhovuje DIN 12672



**i** V naší nabídce najdete i [plastový sedimentační válec](#) se špičkou zakončenou šroubovacím uzávěrem.

Dělení v objemu:	0 - 2 ml	2 - 10 ml	10 - 40 ml	40 - 100 ml	100 - 1000 ml	1000 ml
	0,1 ml	0,5 ml	1 ml	2 ml	50 ml	ryska

Obj. číslo	Popis	Provedení	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
120 644 320 001	Válec podle Imhoffa	S uzavřenou špičkou	1000	3-4 týdny	1 930 Kč
120 644 320 002	Válec podle Imhoffa	Se špičkou zakončenou kohoutem	1000	3-4 týdny	3 521 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*