

## ŠPIČKY BRAND

VERKON > Dávkování a titrace > Špičky pipetovací > Špičky Brand

### Špičky pipetovací Brand, nesterilní

Materiál: PP A 121 °C Výrobci a značky: Brand

- pro dávkování kapalin o objemu 0,1 µl - 10 ml (v kombinaci s odpovídající pipetou)
- materiál: čirý nebo barevný PP bez DiHEMA a oleamidu
- max. obsah DNA <40 fg, RNáz <8,6 fg, endotoxinů <1 pg a ATP <1 fg (uvedené hodnoty platí pro 1 ks špičky do objemu 1000 µl)
- vhodné pro přesné a náročné analýzy (výroba v čistých prostorách, automatizace balení)
- vhodné pro použití s vícekanálovými pipetami
- autoklávatelné při 121 °C a tlaku 2 bar dle DIN EN 285
- typ balení: Bulk (sáček), Tip Rack (jednorázové zásobníky s barevným kódem) nebo Tip Box (autoklávatelné zásobníky s barevným kódem)
- kompatibilní s pipetami různých výrobců (Eppendorf, Gilson, Thermo Finnpipette, Sartorius), objem 5 ml (Thermo Finnpipette), objem 10 ml (Eppendorf, Gilson)



#### Pipetovací špičky o objemu 0,1 - 20 µl

Obj. číslo	Objem [µl]	Délka [mm]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 702 504	0,1 - 20	37	Čirá	Bulk, 2x 1000	2000	3-4 týdny	1 945 Kč
396 870 732 022	0,1 - 20	37	Čirá	Bulk XXL, 10x 1000	10000	3-4 týdny	7 800 Kč
396 870 702 312	0,1 - 20	37	Čirá	Tip Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	1 276 Kč
396 870 702 408	0,1 - 20	37	Čirá	Tip Box, 5 x 96	480	Na dotaz	1 114 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Pipetovací špičky o objemu 0,5 - 20 µl

Obj. číslo	Objem [µl]	Délka [mm]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 702 526	0,5 - 20	46	Čirá	Bulk, 2x 1000	2000	3-4 týdny	1 813 Kč
396 870 702 565	0,5 - 20	46	Čirá	Bulk XXL, 10x 1000	10000	3-4 týdny	7 275 Kč
396 870 702 350	0,5 - 20	46	Čirá	Tip Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	1 193 Kč
396 870 702 411	0,5 - 20	46	Čirá	Tip Box, 5 x 96	480	Na dotaz	1 043 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Pipetovací špičky o objemu 1 - 50 µl

Obj. číslo	Objem [μl]	Délka [mm]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 732 006	1 - 50	50	Čirá	Bulk, 2x 1000	2000	Skladem, do 1 týdne	1 335 Kč
396 870 732 026	1 - 50	50	Čirá	Bulk XXL, 10x 1000	10000	Na dotaz	5 325 Kč
396 870 732 106	1 - 50	50	Čirá	Tip Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	1 193 Kč
396 870 732 206	1 - 50	50	Čirá	Tip Box, 5 x 96	480	Na dotaz	1 043 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Pipetovací špičky o objemu 2 - 200 μl

Obj. číslo	Objem [μl]	Délka [mm]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 712 516	2 - 200	50	Žlutá	Bulk, 1x 1000	1000	Skladem, do 1 týdne	603 Kč
396 870 712 556	2 - 200	50	Žlutá	Bulk XXL, 10x 1000	10000	Skladem, do 1 týdne	4 900 Kč
396 870 712 315	2 - 200	50	Čirá	Tip Rack, 10 x 96	960	Skladem, do 1 týdne	1 104 Kč
396 870 712 413	2 - 200	50	Čirá	Tip Box, 5 x 96	480	Na dotaz	995 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Pipetovací špičky o objemu 5 - 300 μl

Obj. číslo	Objem [μl]	Délka [mm]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 702 533	5 - 300	53	Čirá	Bulk, 1x 1000	1000	3-4 týdny	724 Kč
396 870 702 568	5 - 300	53	Čirá	Bulk XXL, 10x 1000	10000	Skladem, do 1 týdne	6 500 Kč
396 870 702 353	5 - 300	53	Čirá	Tip Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	1 104 Kč
396 870 702 415	5 - 300	53	Čirá	Tip Box, 5 x 96	480	3-4 týdny	995 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Pipetovací špičky o objemu 50 - 1000 μl

Obj. číslo	Objem [μl]	Délka [mm]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 712 521	50 - 1000	70	Modrá	Bulk, 2x 500	1000	Skladem, do 1 týdne	683 Kč
396 870 712 561	50 - 1000	70	Modrá	Bulk XXL, 10x 500	5000	3-4 týdny	2 738 Kč
396 870 712 322	50 - 1000	70	Čirá	Tip Rack, 10 x 96	960	3-4 týdny	1 126 Kč
396 870 712 414	50 - 1000	70	Čirá	Tip Box, 5 x 96	480	Na dotaz	1 021 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Pipetovací špičky o objemu 0,5 - 5 ml

Obj. číslo	Objem [ml]	Délka [mm]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 702 595	0,5 - 5	160	Čirá	Bulk, 1x 200	200	Skladem, do 1 týdne	697 Kč
396 870 702 600	0,5 - 5	160	Čirá	Bulk XXL, 5x 200	1000	Na dotaz	2 585 Kč
396 870 702 605	0,5 - 5	160	Čirá	Tip Box, 1x 28	28	3-4 týdny	998 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Pipetovací špičky o objemu 1 - 10 ml

Obj. číslo	Objem [ml]	Délka [mm]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 702 603	1 - 10	156,5	Čirá	Bulk, 2x 100	200	Skladem, do 1 týdne	1 163 Kč
396 870 702 604	1 - 10	156,5	Čirá	Bulk XXL, 10x 100	1000	Delší termín	5 021 Kč
396 870 702 608	1 - 10	156,5	Čirá	Tip Box, 1x 18	18	Delší termín	1 289 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 396 870 732 006	Špičky pipetovací Brand, nesterilní, Objem [μl]: 1 - 50, Délka [mm]: 50, Barva: Čirá, Typ balení: Bulk, 2x 1000, Balení [ks]: 2000	Nové	4 bal.	<del>1 335 Kč</del> <b>1 055 Kč</b>
OUT 396 870 712 315	Špičky pipetovací Brand, nesterilní, Objem [μl]: 2 - 200, Délka [mm]: 50, Barva: Čirá, Typ balení: Tip Rack, 10 x 96, Balení [ks]: 960	Nové	3 bal.	<del>1 104 Kč</del> <b>905 Kč</b>
OUT 396 870 712 556	Špičky pipetovací Brand, nesterilní, Objem [μl]: 2 - 200, Délka [mm]: 50, Barva: Žlutá, Typ balení: Bulk XXL, 10x 1000, Balení [ks]: 10000	Nové	4 bal.	<del>4 900 Kč</del> <b>3 528 Kč</b>
OUT 396 870 702 568	Špičky pipetovací Brand, nesterilní, Objem [μl]: 5 - 300, Délka [mm]: 53, Barva: Čirá, Typ balení [ks]: 10000	Nové	1 bal.	<del>6 500 Kč</del> <b>5 330 Kč</b>

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Brand-Compatibility-tips-with-pipettes-Transferpette-EN.pdf](#)

# Špičky pipetovací Brand, nesterilní s filtrem

Materiál: PP A 121 °C Výrobci a značky: Brand

- pro dávkování kapalin o objemu 0,1 až 1000 µl (v kombinaci s odpovídající pipetou)
- materiál: vysoce čistý PP bez DiHEMA a oleamidů
- max. obsah DNA <40 fg, RNáz <8,6 fg, endotoxinů <1 pg a ATP <1 fg (uvedené hodnoty platí pro 1 ks špičky do objemu 1000 µl)
- hydrofobní PE filtr bez chemických přísad (zabraňuje kontaminaci pipety aerosoly pipetovaných látek)
- vhodné pro přesné a náročné analýzy (výroba v čistých prostorách, automatizace balení)
- vhodné pro použití s vícekanálovými pipetami
- autoklávatelné při 121 °C a tlaku 2 bar dle DIN EN 285
- typ balení: Tip Rack (jednorázové zásobníky s barevným kódem) nebo Tip Box (autoklávatelné zásobníky s barevným kódem)
- kompatibilní s pipetami různých výrobců (Eppendorf, Gilson, Thermo Finnpiquette, Sartorius)



## Pipetovací špičky v balení Tip Rack

Obj. číslo	Objem [µl]	Délka [mm]	Typ balení	Barva zásobníku	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 732 602	0,1 - 1	37	Tip Rack, 10 x 96	Šedá	960	4-6 týdnů	2 638 Kč
396 870 702 355	0,5 - 10	46	Tip Rack, 10 x 96	Šedá	960	4-6 týdnů	2 464 Kč
396 870 732 606	1 - 20	50	Tip Rack, 10 x 96	Šedá	960	4-6 týdnů	2 464 Kč
396 870 712 357	2 - 20	50	Tip Rack, 10 x 96	Žlutá	960	4-6 týdnů	1 971 Kč
396 870 702 359	5 - 100	53	Tip Rack, 10 x 96	Žlutá	960	4-6 týdnů	2 176 Kč
396 870 702 361	5 - 200	53	Tip Rack, 10 x 96	Žlutá	960	4-6 týdnů	2 176 Kč
396 870 702 365	50 - 1000	70	Tip Rack, 10 x 96	Modrá	960	4-6 týdnů	2 701 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Pipetovací špičky v balení Tip Box

Obj. číslo	Objem [µl]	Délka [mm]	Typ balení	Barva zásobníku	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 732 702	0,1 - 1	37	Tip Box, 5 x 96	Šedá	480	4-6 týdnů	1 414 Kč
396 870 732 704	0,5 - 10	46	Tip Box, 5 x 96	Šedá	480	4-6 týdnů	1 323 Kč
396 870 732 706	1 - 20	50	Tip Box, 5 x 96	Šedá	480	4-6 týdnů	1 191 Kč
396 870 732 708	2 - 20	50	Tip Box, 5 x 96	Žlutá	480	4-6 týdnů	1 191 Kč
396 870 732 710	5 - 100	53	Tip Box, 5 x 96	Žlutá	480	4-6 týdnů	1 221 Kč
396 870 732 712	5 - 200	53	Tip Box, 5 x 96	Žlutá	480	4-6 týdnů	1 221 Kč
396 870 732 714	50 - 1000	70	Tip Box, 5 x 96	Modrá	480	4-6 týdnů	1 351 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

# Špičky pipetovací Brand, sterilní

Materiál: PP

A 121 °C

Výrobci a značky: Brand

- pro dávkování kapalin o objemu 0,1 až 1000 µl (v kombinaci s odpovídající pipetou)
- materiál: vysoce čistý PP bez DiHEMA a oleamidu
- max. obsah DNA <40 fg, RNáz <8,6 fg, endotoxinů <1 pg a ATP <1 fg (uvedené hodnoty platí pro 1 ks špičky do objemu 1000 µl)
- sterilní (sterilizace β-zářením dle ISO 11137 a směrnic AAMI), certifikace BIO-CERT
- vhodné pro přesné a náročné analýzy (výroba v čistých prostorách, automatizace balení)
- vhodné pro použití s vícekanálovými pipetami
- autoklávovatelné při 121 °C a tlaku 2 bar dle DIN EN 285
- typ balení: Tip Rack (jednorázové zásobníky s barevným kódem) nebo Tip Box (autoklávovatelné zásobníky s barevným kódem)
- kompatibilní s pipetami různých výrobců (Eppendorf, Gilson, Thermo Finnpiquette, Sartorius)



## Pipetovací špičky v balení Tip Rack

Obj. číslo	Objem [µl]	Délka [mm]	Typ balení	Barva zásobníku	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 702 428	0,1 - 20	37	Tip Rack, 10 x 96	Šedá	960	Na dotaz	2 318 Kč
396 870 702 431	0,5 - 20	46	Tip Rack, 10 x 96	Šedá	960	Na dotaz	2 158 Kč
396 870 732 126	1 - 50	50	Tip Rack, 10 x 96	Šedá	960	Na dotaz	2 158 Kč
396 870 712 433	2 - 200	50	Tip Rack, 10 x 96	Žlutá	960	3-4 týdny	1 990 Kč
396 870 702 435	5 - 300	53	Tip Rack, 10 x 96	Zelená	960	Na dotaz	1 990 Kč
396 870 732 132	50 - 1000	70	Tip Rack, 10 x 96	Modrá	960	Na dotaz	2 038 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Pipetovací špičky v balení Tip Box


Obj. číslo	Objem [µl]	Délka [mm]	Typ balení	Barva zásobníku	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 702 440	0,1 - 20	37	Tip Box, 10 x 96	Šedá	960	Na dotaz	2 435 Kč
396 870 702 442	0,5 - 20	46	Tip Box, 10 x 96	Šedá	960	Na dotaz	2 269 Kč
396 870 732 226	1 - 50	50	Tip Box, 10 x 96	Šedá	960	Na dotaz	2 269 Kč
396 870 712 444	2 - 200	50	Tip Box, 10 x 96	Žlutá	960	Na dotaz	2 089 Kč
396 870 702 446	5 - 300	53	Tip Box, 10 x 96	Zelená	960	Na dotaz	2 089 Kč
396 870 712 448	50 - 1000	70	Tip Box, 10 x 96	Modrá	960	Na dotaz	2 335 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 396 870 712 448	Špičky pipetovací Brand, sterilní, Objem [μl]: 50 – 1000, Délka [mm]: 70, Typ balení: Tip Box, 10 x 96, Barva zásobníku: Modrá, Balení [ks]: 960, Exspirace: 23.06.2025	Nové	1 bal.	2-335 Kč <b>1 798 Kč</b>

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Brand-Compatibility-tips-with-pipettes-Transferpette-EN.pdf

## Špičky pipetovací Brand, sterilní s filtrem

Materiál: PP    A 121 °C    Výrobci a značky: Brand

- pro dávkování kapalin o objemu 0,1 až 1000 μl (v kombinaci s odpovídající pipetou)
- materiál: vysoce čistý PP bez DiHEMA a oleamidu
- max. obsah DNA <40 fg, RNáz <8,6 fg, endotoxinů <1 pg a ATP <1 fg (uvedené hodnoty platí pro 1 ks špičky do objemu 1000 μl)
- hydrofobní PE filtr bez chemických přísad (zabraňuje kontaminaci pipety aerosoly pipetovaných látek)
- sterilní (sterilizace β-zářením dle ISO 11137 a směrnic AAMI), certifikace BIO-CERT
- vhodné pro přesné a náročné analýzy (výroba v čistých prostorách, automatizace balení)
- vhodné pro použití s vícekanálovými pipetami
- autoklávovatelné při 121 °C a tlaku 2 bar dle DIN EN 285
- typ balení: Tip Rack (jednorázové zásobníky s barevným kódem) nebo Tip Box (autoklávovatelné zásobníky s barevným kódem)
- kompatibilní s pipetami různých výrobců (Eppendorf, Gilson, Thermo Finnpipette, Sartorius)



#### Pipetovací špičky v balení Tip Rack

Obj. číslo	Objem [μl]	Délka [mm]	Typ balení	Barva zásobníku	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 732 622	0,1 – 1	37	Tip Rack, 10 x 96	Šedá	960	4-6 týdnů	2 924 Kč
396 870 702 140	0,5 – 10	46	Tip Rack, 10 x 96	Šedá	960	4-6 týdnů	2 731 Kč
396 870 732 626	1 – 20	50	Tip Rack, 10 x 96	Šedá	960	4-6 týdnů	2 731 Kč
396 870 712 142	2 – 20	50	Tip Rack, 10 x 96	Žlutá	960	4-6 týdnů	2 354 Kč
396 870 702 144	5 – 100	53	Tip Rack, 10 x 96	Žlutá	960	4-6 týdnů	2 418 Kč
396 870 702 146	5 – 200	53	Tip Rack, 10 x 96	Žlutá	960	4-6 týdnů	2 418 Kč
396 870 732 634	50 – 1000	70	Tip Rack, 10 x 96	Modrá	960	4-6 týdnů	2 901 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Pipetovací špičky v balení Tip Box

Obj. číslo	Objem [μl]	Délka [mm]	Typ balení	Barva zásobníku	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 732 722	0,1 - 1	37	Tip Box, 10 x 96	Šedá	960	4-6 týdnů	3 068 Kč
396 870 702 160	0,5 - 10	46	Tip Box, 10 x 96	Šedá	960	4-6 týdnů	2 868 Kč
396 870 732 726	1 - 20	50	Tip Box, 10 x 96	Šedá	960	4-6 týdnů	2 868 Kč
396 870 712 159	2 - 20	50	Tip Box, 10 x 96	Žlutá	960	4-6 týdnů	2 475 Kč
396 870 702 164	5 - 100	53	Tip Box, 10 x 96	Žlutá	960	4-6 týdnů	2 538 Kč
396 870 702 166	5 - 200	53	Tip Box, 10 x 96	Žlutá	960	4-6 týdnů	2 538 Kč
396 870 702 168	50 - 1000	70	Tip Box, 10 x 96	Modrá	960	4-6 týdnů	2 995 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Brand-Compatibility-tips-with-pipettes-Transferpette-EN.pdf

## Zásobník špiček TipBox SL, nesterilní, Brand

A 121 °C

Výrobci a značky: Brand

Zásobník TipBox SL lze lehce otevírat výkyvně nebo posuvem do dvou stran.

- prázdný nebo plný se špičkami
- opakovaně použitelný, autoklávovatelný
- nepoužité špičky zůstávají zakryté (snižování rizika kontaminace)
- jednoduché doplňování špičkami ze zásobníku Tip Rack
- vhodný pro práci s vícekanálovými pipetami



### Zásobník špiček TipBox SL bez špiček

Obj. číslo	Provedení	Pro objem špiček [μl]	Barva zásobníku	Dostupnost	Cena / ks
160 980 732 990	Prázdný, bez špiček	do 50	Šedá	3-4 týdny	119 Kč
160 980 732 992	Prázdný, bez špiček	do 200	Žlutá	3-4 týdny	119 Kč
160 980 732 994	Prázdný, bez špiček	do 300	Zelená	3-4 týdny	139 Kč
160 980 732 996	Prázdný, bez špiček	do 1000	Modrá	3-4 týdny	139 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Zásobník špiček TipBox SL se špičkami

Obj. číslo	Provedení	Objem špiček [μl]	Typ balení	Barva zásobníku	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
------------	-----------	-------------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

<b>Obj. číslo</b>	<b>Provedení</b>	<b>Objem špiček [μl]</b>	<b>Typ balení</b>	<b>Barva zásobníku</b>	<b>Balení [ks]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / bal.</b>
396 870 702 202	Plný, se špičkami	0,1 - 20	5 x 96	Šedá	480	Na dotaz	1 114 Kč
396 870 702 204	Plný, se špičkami	0,5 - 20	5 x 96	Šedá	480	Na dotaz	1 043 Kč
396 870 712 206	Plný, se špičkami	2 - 200	5 x 96	Žlutá	480	3-4 týdny	995 Kč
396 870 702 208	Plný, se špičkami	5 - 300	5 x 96	Zelená	480	Na dotaz	995 Kč
396 870 712 210	Plný, se špičkami	50 - 1000	5 x 96	Modrá	480	Na dotaz	1 021 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*