

## ŠPIČKY EPPENDORF

VERKON > Dávkování a titrace > Špičky pipetovací > Špičky Eppendorf

### Špičky epTIPS Standard, Eppendorf

Výrobci a značky: Eppendorf

Špičky epTIPS Standard mají integrovaný pipetovací systém. Dokonalá kombinace se všemi pipetami Eppendorf.



- vysoká transparentnost
- maximální spolehlivost
- ideální pro všechny aplikace
- vysoká chemická odolnost
- každá špička má na boku vyraženo „Eppendorf“
- splňují požadavky EN ISO 8655
- baleno v uzavíratelném sáčku

Obj. číslo	Popis	Objem špiček [μl]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 410 300 811	epTIPS Standard	0,1 - 10	1000	Na dotaz	1 818 Kč
160 410 300 854	epTIPS Standard	0,5 - 20	1000	Na dotaz	1 730 Kč
160 410 300 870	epTIPS Standard	2 - 200	1000	Skladem, do 1 týdne	1 123 Kč
160 410 300 897	epTIPS Standard	20 - 300	1000	Na dotaz	1 123 Kč
160 410 300 919	epTIPS Standard	50 - 1000	1000	Skladem, do 1 týdne	1 123 Kč
160 410 300 935	epTIPS Standard	50 - 1250	1000	Na dotaz	1 908 Kč
160 410 300 951	epTIPS Standard	250 - 2500	500	Skladem, do 1 týdne	1 313 Kč
160 410 300 978	epTIPS Standard	100 - 5000	500	Skladem, do 1 týdne	1 533 Kč
160 410 300 765	epTIPS Standard	500 - 10000 (délka 165 mm)	200	Na dotaz	1 573 Kč
160 410 300 781	epTIPS Standard	500 - 10000 (délka 243 mm)	200	Na dotaz	2 245 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

# Špičky epTIPS Box, Eppendorf

A 121 °C

Výrobci a značky: Eppendorf

- pro dávkování kapalin o objemu 0,1 µl až 5 ml (v kombinaci s odpovídající pipetou)
- vhodné pro použití s vícekanalovými pipetami
- bezbarvé (transparentní)
- kompatibilní i s pipetami jiných výrobců
- balené v autoklávatelných boxech
- splňují požadavky EN ISO 8655



Obj. číslo	Objem špiček [µl]	Délka špiček [mm]	Barevný kód	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 410 376 133	0,1 - 20	40	Šedý	96	Na dotaz	1 085 Kč
160 410 376 141	0,5 - 20	46	Světle šedý	96	Na dotaz	1 000 Kč
160 410 376 150	2 - 200	53	Žlutý	96	Na dotaz	1 000 Kč
160 410 376 168	20 - 300	55	Oranžový	96	Na dotaz	1 000 Kč
160 410 376 176	50 - 1000	71	Modrý	96	Na dotaz	1 000 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

Obj. číslo	Objem špiček [ml]	Délka špiček [mm]	Barevný kód	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 410 376 206	0,25 - 2,5	115	Červený	48	Na dotaz	1 278 Kč
160 410 376 214	0,1 - 5	120	Fialový	24	Na dotaz	1 140 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*