

ŠPIČKY EPPENDORF

VERKON > Dávkování a titrace > Špičky pipetovací > Špičky Eppendorf

Špičky epTIPS Standard, Eppendorf

Výrobci a značky: Eppendorf

Špičky epTIPS Standard mají integrovaný pipetovací systém. Dokonalá kombinace se všemi pipetami Eppendorf.



- vysoká transparentnost
- maximální spolehlivost
- ideální pro všechny aplikace
- vysoká chemická odolnost
- každá špička má na boku vyraženo „Eppendorf“
- splňují požadavky EN ISO 8655
- baleno v uzavíratelném sáčku

Obj. číslo	Popis	Objem špiček [μl]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 410 300 811	epTIPS Standard	0,1 – 10	1000	Na dotaz	1 783 Kč
160 410 300 854	epTIPS Standard	0,5 – 20	1000	Na dotaz	1 695 Kč
160 410 300 870	epTIPS Standard	2 – 200	1000	Skladem	1 100 Kč
160 410 300 897	epTIPS Standard	20 – 300	1000	Na dotaz	1 100 Kč
160 410 300 919	epTIPS Standard	50 – 1000	1000	Skladem	1 100 Kč
160 410 300 935	epTIPS Standard	50 – 1250	1000	Na dotaz	1 870 Kč
160 410 300 951	epTIPS Standard	250 – 2500	500	Skladem	1 288 Kč
160 410 300 978	epTIPS Standard	100 – 5000	500	Skladem	1 503 Kč
160 410 300 765	epTIPS Standard	500 – 10000 (délka 165 mm)	200	Na dotaz	1 543 Kč
160 410 300 781	epTIPS Standard	500 – 10000 (délka 243 mm)	200	Na dotaz	2 200 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Špičky epTIPS Box, Eppendorf

A 121 °C

Výrobci a značky: Eppendorf

- pro dávkování kapalin o objemu 0,1 µl až 5 ml (v kombinaci s odpovídající pipetou)
- vhodné pro použití s vícekanalovými pipetami
- bezbarvé (transparentní)
- kompatibilní i s pipetami jiných výrobců
- balené v autoklávatelných boxech
- splňují požadavky EN ISO 8655



Obj. číslo	Objem špiček [µl]	Délka špiček [mm]	Barevný kód	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 410 376 133	0,1 – 20	40	Šedý	96	Na dotaz	1 063 Kč
160 410 376 141	0,5 – 20	46	Světle šedý	96	Na dotaz	940 Kč
160 410 376 150	2 – 200	53	Žlutý	96	Na dotaz	940 Kč
160 410 376 168	20 – 300	55	Oranžový	96	Na dotaz	940 Kč
160 410 376 176	50 – 1000	71	Modrý	96	Na dotaz	940 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Objem špiček [ml]	Délka špiček [mm]	Barevný kód	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 410 376 206	0,25 – 2,5	115	Červený	48	Na dotaz	1 253 Kč
160 410 376 214	0,1 – 5	120	Fialový	24	Na dotaz	1 118 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Objem špiček [µl]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 410 373 002	epTIPS Box	0,1 – 10	96	Kontaktujte nás	
160 410 373 045	epTIPS Box	0,5 – 20	96	Kontaktujte nás	
160 410 373 061	epTIPS Box	2 – 200	96	Kontaktujte nás	
160 410 373 088	epTIPS Box	20 – 300	96	Kontaktujte nás	
160 410 373 100	epTIPS Box	50 – 1000	96	Kontaktujte nás	
160 410 373 142	epTIPS Box	500 – 2500	48	Kontaktujte nás	
160 410 373 169	epTIPS Box	100 – 5000	24	Na dotaz	1 023 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.