

Špičky epTIPS Box, Eppendorf

A 121 °C

Výrobci a značky: Eppendorf

- pro dávkování kapalin o objemu 0,1 µl až 5 ml (v kombinaci s odpovídající pipetou)
- vhodné pro použití s vícekanalovými pipetami
- bezbarvé (transparentní)
- kompatibilní i s pipetami jiných výrobců
- balené v autoklávatelných boxech
- splňují požadavky EN ISO 8655



Obj. číslo	Objem špiček [µl]	Délka špiček [mm]	Barevný kód	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 410 376 133	0,1 - 20	40	Šedý	96	Na dotaz	1 085 Kč
160 410 376 141	0,5 - 20	46	Světle šedý	96	Na dotaz	1 000 Kč
160 410 376 150	2 - 200	53	Žlutý	96	Na dotaz	1 000 Kč
160 410 376 168	20 - 300	55	Oranžový	96	Na dotaz	1 000 Kč
160 410 376 176	50 - 1000	71	Modrý	96	Na dotaz	1 000 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Objem špiček [ml]	Délka špiček [mm]	Barevný kód	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 410 376 206	0,25 - 2,5	115	Červený	48	Na dotaz	1 278 Kč
160 410 376 214	0,1 - 5	120	Fialový	24	Na dotaz	1 140 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.