

Špičky epTIPS Standard, Eppendorf, Objem špiček [μl]: 500 - 10000 (délka 243 mm), Balení [ks]: 200

Výrobci a značky: Eppendorf

Špičky epTIPS Standard mají integrovaný pipetovací systém. Dokonalá kombinace se všemi pipetami Eppendorf.



- vysoká transparentnost
- maximální spolehlivost
- ideální pro všechny aplikace
- vysoká chemická odolnost
- každá špička má na boku vyraženo „Eppendorf“
- splňují požadavky EN ISO 8655
- baleno v uzavíratelném sáčku

Obj. číslo	Popis	Objem špiček [μl]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 410 300 811	epTIPS Standard	0,1 - 10	1000	Na dotaz	1 783 Kč
160 410 300 854	epTIPS Standard	0,5 - 20	1000	Na dotaz	1 695 Kč
160 410 300 870	epTIPS Standard	2 - 200	1000	Skladem, do 1 týdne	1 100 Kč
160 410 300 897	epTIPS Standard	20 - 300	1000	Na dotaz	1 100 Kč
160 410 300 919	epTIPS Standard	50 - 1000	1000	Skladem, do 1 týdne	1 100 Kč
160 410 300 935	epTIPS Standard	50 - 1250	1000	Na dotaz	1 870 Kč
160 410 300 951	epTIPS Standard	250 - 2500	500	Skladem, do 1 týdne	1 288 Kč
160 410 300 978	epTIPS Standard	100 - 5000	500	Skladem, do 1 týdne	1 503 Kč
160 410 300 765	epTIPS Standard	500 - 10000 (délka 165 mm)	200	Na dotaz	1 543 Kč
160 410 300 781	epTIPS Standard	500 - 10000 (délka 243 mm)	200	Na dotaz	2 200 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.