

ŠPIČKY HIRSCHMANN

VERKON > Dávkování a titrace > Špičky pipetovací > Špičky Hirschmann

Špičky pipetovací Hirschmann, nesterilní

Materiál: PP Výrobci a značky: Hirschmann

- pro dávkování kapalin o objemu 0,2 - 10 000 µl (v kombinaci s odpovídající pipetou)
- materiál: čirý nebo barevný PP bez kadmia
- typ balení: sáček nebo box
- vhodné pro použití s [pipetami Labopette](#)



Obj. číslo	Objem [µl]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 709 490 101	0,2 - 10	Čirá	Sáček	1000	4-6 týdnů	850 Kč
331 709 490 201	0,2 - 10	Čirá	Box, 10 x 96	960	4-6 týdnů	2 025 Kč
331 709 490 102	1 - 200	Žlutá	Sáček	1000	4-6 týdnů	550 Kč
331 709 490 202	1 - 200	Žlutá	Box, 10 x 96	960	4-6 týdnů	1 528 Kč
331 709 490 103	100 - 1200	Modrá	Sáček	1000	4-6 týdnů	613 Kč
331 709 490 124	1000 - 5000	Čirá	Sáček	300	Na dotaz	1 310 Kč
331 709 490 104	1000 - 10000	Čirá	Sáček	100	4-6 týdnů	1 310 Kč
331 709 490 105	50 - 1200	Čirá	Sáček	400	4-6 týdnů	1 298 Kč
331 709 490 205	50 - 1200	Čirá	Box, 10 x 96	960	4-6 týdnů	3 775 Kč
331 709 490 106	1 - 250	Čirá	Sáček	1000	4-6 týdnů	920 Kč
331 709 490 206	1 - 250	Čirá	Box, 10 x 96	960	4-6 týdnů	1 518 Kč
331 709 490 108	5 - 350	Čirá	Sáček	1000	4-6 týdnů	970 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Špičky pipetovací Hirschmann, sterilní s filtrem

Materiál: PP Výrobci a značky: Hirschmann

- pro dávkování kapalin o objemu 0,5 až 1000 μ l (v kombinaci s odpovídající pipetou)
- materiál: PP špičky, PE filtr
- sterilní
- autoklávovatelné (sterilizace párou)
- typ balení: box
- vhodné pro použití s [pipetami Labopette](#)



Obj. číslo	Objem [μ l]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 709 490 301	0,5 - 10	Čirá	Box, 10 x 96	960	Na dotaz	4 975 Kč
331 709 490 302	1 - 20	Čirá	Box, 10 x 96	960	Na dotaz	4 750 Kč
331 709 490 304	1 - 200	Čirá	Box, 10 x 96	960	Na dotaz	4 825 Kč
331 709 490 307	1 - 100	Čirá	Box, 10 x 96	960	Na dotaz	4 825 Kč
331 709 490 308	200 - 1000	Čirá	Box, 10 x 96	960	Na dotaz	5 575 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.