

## Špičky pipetovací Brand, nesterilní s filtrem

Materiál: PP A 121 °C Výrobci a značky: Brand

- pro dávkování kapalin o objemu 0,1 až 1000 µl (v kombinaci s odpovídající pipetou)
- materiál: vysoce čistý PP bez DiHEMA a oleamidu
- max. obsah DNA <40 fg, RNáz <8,6 fg, endotoxinů <1 pg a ATP <1 fg (uvedené hodnoty platí pro 1 ks špičky do objemu 1000 µl)
- hydrofobní PE filtr bez chemických přísad (zabraňuje kontaminaci pipety aerosoly pipetovaných látek)
- vhodné pro přesné a náročné analýzy (výroba v čistých prostorách, automatizace balení)
- vhodné pro použití s vícekanálovými pipetami
- autoklávatelné při 121 °C a tlaku 2 bar dle DIN EN 285
- typ balení: Tip Rack (jednorázové zásobníky s barevným kódem) nebo Tip Box (autoklávatelné zásobníky s barevným kódem)
- kompatibilní s pipetami různých výrobců (Eppendorf, Gilson, Thermo Finnpipette, Sartorius)



### Pipetovací špičky v balení Tip Rack

Obj. číslo	Objem [µl]	Délka [mm]	Typ balení	Barva zásobníku	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 732 602	0,1 - 1	37	Tip Rack, 10 x 96	Šedá	960	4-6 týdnů	2 638 Kč
396 870 702 355	0,5 - 10	46	Tip Rack, 10 x 96	Šedá	960	4-6 týdnů	2 464 Kč
396 870 732 606	1 - 20	50	Tip Rack, 10 x 96	Šedá	960	4-6 týdnů	2 464 Kč
396 870 712 357	2 - 20	50	Tip Rack, 10 x 96	Žlutá	960	4-6 týdnů	1 971 Kč
396 870 702 359	5 - 100	53	Tip Rack, 10 x 96	Žlutá	960	4-6 týdnů	2 176 Kč
396 870 702 361	5 - 200	53	Tip Rack, 10 x 96	Žlutá	960	4-6 týdnů	2 176 Kč
396 870 702 365	50 - 1000	70	Tip Rack, 10 x 96	Modrá	960	4-6 týdnů	2 701 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Pipetovací špičky v balení Tip Box

Obj. číslo	Objem [µl]	Délka [mm]	Typ balení	Barva zásobníku	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 732 702	0,1 - 1	37	Tip Box, 5 x 96	Šedá	480	4-6 týdnů	1 414 Kč
396 870 732 704	0,5 - 10	46	Tip Box, 5 x 96	Šedá	480	4-6 týdnů	1 323 Kč
396 870 732 706	1 - 20	50	Tip Box, 5 x 96	Šedá	480	4-6 týdnů	1 191 Kč
396 870 732 708	2 - 20	50	Tip Box, 5 x 96	Žlutá	480	4-6 týdnů	1 191 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Objem [μl]</b>	<b>Délka [mm]</b>	<b>Typ balení</b>	<b>Barva zásobníku</b>	<b>Balení [ks]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / bal.</b>
396 870 732 710	5 - 100	53	Tip Box, 5 x 96	Žlutá	480	4-6 týdnů	1 221 Kč
396 870 732 712	5 - 200	53	Tip Box, 5 x 96	Žlutá	480	4-6 týdnů	1 221 Kč
396 870 732 714	50 - 1000	70	Tip Box, 5 x 96	Modrá	480	4-6 týdnů	1 351 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*