

Špičky pipetovací Brand, nesterilní

Materiál: PP A 121 °C Výrobci a značky: Brand

- pro dávkování kapalin o objemu 0,1 µl – 10 ml (v kombinaci s odpovídající pipetou)
- materiál: čirý nebo barevný PP bez DiHEMA a oleamidu
- max. obsah DNA <40 fg, RNáz <8,6 fg, endotoxinů <1 pg a ATP <1 fg (uvedené hodnoty platí pro 1 ks špičky do objemu 1000 µl)
- vhodné pro přesné a náročné analýzy (výroba v čistých prostorách, automatizace balení)
- vhodné pro použití s vícekanalovými pipetami
- autoklávodatelné při 121 °C a tlaku 2 bar dle DIN EN 285
- typ balení: Bulk (sáček), Tip Rack (jednorázové zásobníky s barevným kódem) nebo Tip Box (autoklávodatelné zásobníky s barevným kódem)
- kompatibilní s pipetami různých výrobců (Eppendorf, Gilson, Thermo Finnpipette, Sartorius), objem 5 ml (Thermo Finnpipette), objem 10 ml (Eppendorf, Gilson)



Pipetovací špičky o objemu 0,1 - 20 µl

Obj. číslo	Objem [µl]	Délka [mm]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 702 504	0,1 - 20	37	Čirá	Bulk, 2x 1000	2000	3-4 týdny	1 945 Kč
396 870 732 022	0,1 - 20	37	Čirá	Bulk XXL, 10x 1000	10000	3-4 týdny	7 800 Kč
396 870 702 312	0,1 - 20	37	Čirá	Tip Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	1 276 Kč
396 870 702 408	0,1 - 20	37	Čirá	Tip Box, 5 x 96	480	Na dotaz	1 114 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pipetovací špičky o objemu 0,5 - 20 µl

Obj. číslo	Objem [µl]	Délka [mm]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 702 526	0,5 - 20	46	Čirá	Bulk, 2x 1000	2000	3-4 týdny	1 813 Kč
396 870 702 565	0,5 - 20	46	Čirá	Bulk XXL, 10x 1000	10000	3-4 týdny	7 275 Kč
396 870 702 350	0,5 - 20	46	Čirá	Tip Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	1 193 Kč
396 870 702 411	0,5 - 20	46	Čirá	Tip Box, 5 x 96	480	Na dotaz	1 043 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pipetovací špičky o objemu 1 - 50 µl

Obj. číslo	Objem [μl]	Délka [mm]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 732 006	1 - 50	50	Čirá	Bulk, 2x 1000	2000	Skladem, do 1 týdne	1 335 Kč
396 870 732 026	1 - 50	50	Čirá	Bulk XXL, 10x 1000	10000	Na dotaz	5 325 Kč
396 870 732 106	1 - 50	50	Čirá	Tip Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	1 193 Kč
396 870 732 206	1 - 50	50	Čirá	Tip Box, 5 x 96	480	Na dotaz	1 043 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pipetovací špičky o objemu 2 - 200 μl

Obj. číslo	Objem [μl]	Délka [mm]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 712 516	2 - 200	50	Žlutá	Bulk, 1x 1000	1000	Skladem, do 1 týdne	603 Kč
396 870 712 556	2 - 200	50	Žlutá	Bulk XXL, 10x 1000	10000	Skladem, do 1 týdne	4 900 Kč
396 870 712 315	2 - 200	50	Čirá	Tip Rack, 10 x 96	960	Skladem, do 1 týdne	1 104 Kč
396 870 712 413	2 - 200	50	Čirá	Tip Box, 5 x 96	480	Na dotaz	995 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pipetovací špičky o objemu 5 - 300 μl

Obj. číslo	Objem [μl]	Délka [mm]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 702 533	5 - 300	53	Čirá	Bulk, 1x 1000	1000	3-4 týdny	724 Kč
396 870 702 568	5 - 300	53	Čirá	Bulk XXL, 10x 1000	10000	Skladem, do 1 týdne	6 500 Kč
396 870 702 353	5 - 300	53	Čirá	Tip Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	1 104 Kč
396 870 702 415	5 - 300	53	Čirá	Tip Box, 5 x 96	480	3-4 týdny	995 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pipetovací špičky o objemu 50 - 1000 μl

Obj. číslo	Objem [μl]	Délka [mm]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 712 521	50 - 1000	70	Modrá	Bulk, 2x 500	1000	Skladem, do 1 týdne	683 Kč
396 870 712 561	50 - 1000	70	Modrá	Bulk XXL, 10x 500	5000	3-4 týdny	2 738 Kč
396 870 712 322	50 - 1000	70	Čirá	Tip Rack, 10 x 96	960	3-4 týdny	1 126 Kč
396 870 712 414	50 - 1000	70	Čirá	Tip Box, 5 x 96	480	Na dotaz	1 021 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pipetovací špičky o objemu 0,5 - 5 ml

Obj. číslo	Objem [ml]	Délka [mm]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 702 595	0,5 - 5	160	Čirá	Bulk, 1x 200	200	Skladem, do 1 týdne	697 Kč
396 870 702 600	0,5 - 5	160	Čirá	Bulk XXL, 5x 200	1000	Na dotaz	2 585 Kč
396 870 702 605	0,5 - 5	160	Čirá	Tip Box, 1x 28	28	3-4 týdny	998 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pipetovací špičky o objemu 1 - 10 ml

Obj. číslo	Objem [ml]	Délka [mm]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 702 603	1 - 10	156,5	Čirá	Bulk, 2x 100	200	Skladem, do 1 týdne	1 163 Kč
396 870 702 604	1 - 10	156,5	Čirá	Bulk XXL, 10x 100	1000	Delší termín	5 021 Kč
396 870 702 608	1 - 10	156,5	Čirá	Tip Box, 1x 18	18	Delší termín	1 289 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 396 870 732 006	Špičky pipetovací Brand, nesterilní, Objem [μl]: 1 - 50, Délka [mm]: 50, Barva: Čirá, Typ balení: Bulk, 2x 1000, Balení [ks]: 2000	Nové	4 bal.	1 335 Kč 1 055 Kč
OUT 396 870 712 315	Špičky pipetovací Brand, nesterilní, Objem [μl]: 2 - 200, Délka [mm]: 50, Barva: Čirá, Typ balení: Tip Rack, 10 x 96, Balení [ks]: 960	Nové	3 bal.	1 104 Kč 905 Kč
OUT 396 870 712 556	Špičky pipetovací Brand, nesterilní, Objem [μl]: 2 - 200, Délka [mm]: 50, Barva: Žlutá, Typ balení: Bulk XXL, 10x 1000, Balení [ks]: 10000	Nové	4 bal.	4 900 Kč 3 528 Kč
OUT 396 870 702 568	Špičky pipetovací Brand, nesterilní, Objem [μl]: 5 - 300, Délka [mm]: 53, Barva: Čirá, Typ balení [ks]: 10000	Nové	1 bal.	6 500 Kč 5 330 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Brand-Compatibility-tips-with-pipettes-Transferpette-EN.pdf](#)