

## Špičky pipetovací Brand, sterilní s filtrem

Materiál: PP A 121 °C Výrobci a značky: Brand

- pro dávkování kapalin o objemu 0,1 až 1000 µl (v kombinaci s odpovídající pipetou)
- materiál: vysoce čistý PP bez DiHEMDA a oleamidu
- max. obsah DNA <40 fg, RNáz <8,6 fg, endotoxinů <1 pg a ATP <1 fg (uvedené hodnoty platí pro 1 ks špičky do objemu 1000 µl)
- hydrofobní PE filtr bez chemických přísad (zabraňuje kontaminaci pipety aerosoly pipetovaných látek)
- sterilní (sterilizace β-zářením dle ISO 11137 a směrnic AAMI), certifikace BIO-CERT
- vhodné pro přesné a náročné analýzy (výroba v čistých prostorách, automatizace balení)
- vhodné pro použití s vícekanalovými pipetami
- autoklávatelné při 121 °C a tlaku 2 bar dle DIN EN 285
- typ balení: Tip Rack (jednorázové zásobníky s barevným kódem) nebo Tip Box (autoklávatelné zásobníky s barevným kódem)
- kompatibilní s pipetami různých výrobců (Eppendorf, Gilson, Thermo Finnpipette, Sartorius)



### Pipetovací špičky v balení Tip Rack

Obj. číslo	Objem [µl]	Délka [mm]	Typ balení	Barva zásobníku	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 732 622	0,1 - 1	37	Tip Rack, 10 x 96	Šedá	960	4-6 týdnů	2 924 Kč
396 870 702 140	0,5 - 10	46	Tip Rack, 10 x 96	Šedá	960	4-6 týdnů	2 731 Kč
396 870 732 626	1 - 20	50	Tip Rack, 10 x 96	Šedá	960	4-6 týdnů	2 731 Kč
396 870 712 142	2 - 20	50	Tip Rack, 10 x 96	Žlutá	960	4-6 týdnů	2 354 Kč
396 870 702 144	5 - 100	53	Tip Rack, 10 x 96	Žlutá	960	4-6 týdnů	2 418 Kč
396 870 702 146	5 - 200	53	Tip Rack, 10 x 96	Žlutá	960	4-6 týdnů	2 418 Kč
396 870 732 634	50 - 1000	70	Tip Rack, 10 x 96	Modrá	960	4-6 týdnů	2 901 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Pipetovací špičky v balení Tip Box

Obj. číslo	Objem [µl]	Délka [mm]	Typ balení	Barva zásobníku	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 732 722	0,1 - 1	37	Tip Box, 10 x 96	Šedá	960	4-6 týdnů	3 068 Kč
396 870 702 160	0,5 - 10	46	Tip Box, 10 x 96	Šedá	960	4-6 týdnů	2 868 Kč
396 870 732 726	1 - 20	50	Tip Box, 10 x 96	Šedá	960	4-6 týdnů	2 868 Kč
396 870 712 159	2 - 20	50	Tip Box, 10 x 96	Žlutá	960	4-6 týdnů	2 475 Kč

Obj. číslo	Objem [ $\mu$ l]	Délka [mm]	Typ balení	Barva zásobníku	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 702 164	5 - 100	53	Tip Box, 10 x 96	Žlutá	960	4-6 týdnů	2 538 Kč
396 870 702 166	5 - 200	53	Tip Box, 10 x 96	Žlutá	960	4-6 týdnů	2 538 Kč
396 870 702 168	50 - 1000	70	Tip Box, 10 x 96	Modrá	960	4-6 týdnů	2 995 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Brand-Compatibility-tips-with-pipettes-Transferpette-EN.pdf](#)