

Špičky pipetovací Brand, sterilní

Materiál: PP A 121 °C Výrobci a značky: Brand

- pro dávkování kapalin o objemu 0,1 až 1000 µl (v kombinaci s odpovídající pipetou)
- materiál: vysoce čistý PP bez DiHEMA a oleamidu
- max. obsah DNA <40 fg, RNáz <8,6 fg, endotoxinů <1 pg a ATP <1 fg (uvedené hodnoty platí pro 1 ks špičky do objemu 1000 µl)
- sterilní (sterilizace β-zářením dle ISO 11137 a směrnic AAMI), certifikace BIO-CERT
- vhodné pro přesné a náročné analýzy (výroba v čistých prostorách, automatizace balení)
- vhodné pro použití s vícekanálovými pipetami
- autoklávatelné při 121 °C a tlaku 2 bar dle DIN EN 285
- typ balení: Tip Rack (jednorázové zásobníky s barevným kódem) nebo Tip Box (autoklávatelné zásobníky s barevným kódem)
- kompatibilní s pipetami různých výrobců (Eppendorf, Gilson, Thermo Finnpipette, Sartorius)



Pipetovací špičky v balení Tip Rack

Obj. číslo	Objem [µl]	Délka [mm]	Typ balení	Barva zásobníku	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 702 428	0,1 - 20	37	Tip Rack, 10 x 96	Šedá	960	Na dotaz	2 318 Kč
396 870 702 431	0,5 - 20	46	Tip Rack, 10 x 96	Šedá	960	Na dotaz	2 158 Kč
396 870 732 126	1 - 50	50	Tip Rack, 10 x 96	Šedá	960	Na dotaz	2 158 Kč
396 870 712 433	2 - 200	50	Tip Rack, 10 x 96	Žlutá	960	3-4 týdny	1 990 Kč
396 870 702 435	5 - 300	53	Tip Rack, 10 x 96	Zelená	960	Na dotaz	1 990 Kč
396 870 732 132	50 - 1000	70	Tip Rack, 10 x 96	Modrá	960	Na dotaz	2 038 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pipetovací špičky v balení Tip Box


Obj. číslo	Objem [µl]	Délka [mm]	Typ balení	Barva zásobníku	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 870 702 440	0,1 - 20	37	Tip Box, 10 x 96	Šedá	960	Na dotaz	2 435 Kč
396 870 702 442	0,5 - 20	46	Tip Box, 10 x 96	Šedá	960	Na dotaz	2 269 Kč
396 870 732 226	1 - 50	50	Tip Box, 10 x 96	Šedá	960	Na dotaz	2 269 Kč
396 870 712 444	2 - 200	50	Tip Box, 10 x 96	Žlutá	960	Na dotaz	2 089 Kč
396 870 702 446	5 - 300	53	Tip Box, 10 x 96	Zelená	960	Na dotaz	2 089 Kč
396 870 712 448	50 - 1000	70	Tip Box, 10 x 96	Modrá	960	Na dotaz	2 335 Kč

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 396 870 712 448	Špičky pipetovací Brand, sterilní, Objem [μl]: 50 - 1000, Délka [mm]: 70, Typ balení: Tip Box, 10 x 96, Barva zásobníku: Modrá, Balení [ks]: 960, Exspirace: 23.06.2025	Nové	1 bal.	2 335 Kč 1 798 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Brand-Compatibility-tips-with-pipettes-Transferpette-EN.pdf](#)