

Špičky pipetovací Gilson Diamond, sterilní s filtrem, Typ: DF100ST, Objem [μl]: 10-100, Typ balení: Rack, 10 x 96, Balení [ks]: 960

- pro dávkování kapalin o objemu 0,1 až 1200 μl (v kombinaci s odpovídající pipetou)
- typ balení: Rack box (autoklárovatelná krabička s odklápěcím víkem a hlubokou vaničkou)
- vhodné pro použití s vícekanálovými pipetami
- kompatibilní s pipetami různých výrobců (Witeg, Eppendorf, Gilson)



Obj. číslo	Typ	Objem [μl]	Délka [mm]	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 080 171 103	DF10ST	0,1-10	31,2	Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	3 607 Kč
160 080 171 303	DF30ST	2-30	51,2	Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	3 271 Kč
160 080 171 403	DF100ST	10-100	51,2	Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	3 271 Kč
160 080 171 503	DF200ST	20-200	51,2	Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	3 271 Kč
160 080 171 603	DF300ST	20-300	51,2	Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	3 271 Kč
160 080 171 703	DF1000ST	100-1000	66,5	Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	3 886 Kč
160 080 171 803	DF1200ST	100-1200	84,5	Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	3 886 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.