

VERKON > Dávkování a titrace > Špičky pipetovací > Špičky Hirschmann > Špičky pipetovací Hirschmann, sterilní s filtrem

Špičky pipetovací Hirschmann, sterilní s filtrem

Materiál: PP Výrobci a značky: Hirschmann

- pro dávkování kapalin o objemu 0,5 až 1000 µl (v kombinaci s odpovídající pipetou)
- materiál: PP špičky, PE filtr
- sterilní
- autoklávatelné (sterilizace párou)
- typ balení: box
- vhodné pro použití s [pipetami Labopette](#)



Obj. číslo	Objem [µl]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 709 490 301	0,5 - 10	Čirá	Box, 10 x 96	960	Na dotaz	4 975 Kč
331 709 490 302	1 - 20	Čirá	Box, 10 x 96	960	Na dotaz	4 750 Kč
331 709 490 304	1 - 200	Čirá	Box, 10 x 96	960	Na dotaz	4 825 Kč
331 709 490 307	1 - 100	Čirá	Box, 10 x 96	960	Na dotaz	4 825 Kč
331 709 490 308	200 - 1000	Čirá	Box, 10 x 96	960	Na dotaz	5 575 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.