

Špičky pipetovací IKA pro pipety IKA PEN

Novinka

Výrobci a značky: IKA

Pipetovací špičky pro elektronické pipety IKA PEN.

- transparentní špičky balené v sáčcích po 1000 ks
 - autoklárovatelné (PP)
- transparentní špičky balené v boxech
 - autoklárovatelné (PP)
 - objednat lze pouze celé balení, tj. 10 boxů (v jednom boxu je 96 ks špiček)
- sterilní špičky Biosphere plus s filtrem pro přesnější dávkování vzorku balené v zásobnících
 - transparentní, s graduací
 - bez DNA, DNázy/RNázy, PCR inhibitorů, ATP a pyrogenů/endotoxinů
 - značení IVD
 - objednat lze pouze celé balení, tj. 4x 5 zásobníků (v jednom zásobníku je 96 ks špiček)



Nesterilní špičky balené v sáčcích

Obj. číslo	Popis	Provedení	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 482 114 634 1	Univerzální špičky, objem 10 µl	Nesterilní	Sáček	1000	2-3 týdny	404 Kč
160 482 114 635 1	Univerzální špičky, objem 200 µl	Nesterilní	Sáček	1000	2-3 týdny	306 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nesterilní špičky balené v boxech

Obj. číslo	Popis	Provedení	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 482 116 857 1	Univerzální špičky, objem 10 µl	Nesterilní	10 boxů po 96 ks	960	2-3 týdny	1 605 Kč

Obj. číslo	Popis	Provedení	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 482 116 858 1	Univerzální špičky, objem 200 µl	Nesterilní	10 boxů po 96 ks	960	2-3 týdny	1 605 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sterilní špičky Biosphere plus s filtrem balené ve stohovatelných zásobnících

Obj. číslo	Popis	Provedení	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 480 217 820 1	Špičky s filtrem, objem 10 µl	Sterilní	4x 5 zásobníků po 96 ks	1920	2-3 týdny	5 341 Kč
160 480 217 824 1	Špičky s filtrem, objem 200 µl	Sterilní	4x 5 zásobníků po 96 ks	1920	2-3 týdny	5 341 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Tips-10-µl-bag-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Tips-200-µl-bag-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Tips-10-µl-box-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Tips-200-µl-box-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Tips-Biosphere-plus-10-µl-box-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Tips-Biosphere-plus-200-µl-box-EN.pdf