

## Špičky pipetovací Witeg, nesterilní

Materiál: PP Výrobci a značky: Witeg

- pro dávkování kapalin o objemu 0,5 µl až 10 ml (v kombinaci s odpovídající pipetou)
- typ balení: sáček nebo Rack box (autoklárovatelná krabička s odklápěcím víkem a hlubokou vaničkou)
- vhodné pro použití i s vícekanálovými pipetami (typ Rack box)
- kompatibilní s pipetami různých výrobců (Witeg, Eppendorf, Gilson, Socorex a Finnpipette)
- **upozornění:**
  - pro pipety **Witopet premium** s nastavitelným objemem 0,5 – 5 ml výrobce doporučuje pipetovací špičky Gilson o objemu 0,5 – 5 ml v balení Rack
  - pro pipety **Witopet premium** s nastavitelným objemem 1 – 10 ml výrobce doporučuje pipetovací špičky Gilson o objemu 1 – 10 ml v balení Rack
  - pro pipety **Witopet expert** s nastavitelným objemem 2 – 10 ml jsou doporučeny špičky o objemu 1000 – 10000 µl balené v sáčku



### Pipetovací špičky balené v sáčku

Obj. číslo	Objem [µl]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 500 408 010	0,5 – 20	Čirá	Sáček	1000	2-3 týdny	439 Kč
160 500 408 200	2 – 200	Žlutá	Sáček	1000	2-3 týdny	216 Kč
160 500 410 000	100 – 1000	Modrá	Sáček	1000	Skladem, do 1 týdne	320 Kč
160 500 412 100	1000 – 5000	Čirá	Sáček	250	Skladem, do 1 týdne	1 353 Kč
160 500 412 103	1000 – 10000	Čirá	Sáček	100	2-3 týdny	823 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Pipetovací špičky v balení Rack box

Obj. číslo	Objem [µl]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 500 409 005	0,5 – 10	Čirá	Rack, 10 x 96	960	2-3 týdny	1 804 Kč
160 500 409 200	2 – 200	Žlutá	Rack, 10 x 96	960	2-3 týdny	1 225 Kč

Obj. číslo	Objem [μl]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 500 409 210	100 - 1000	Modrá	Rack, 10 x 96	960	2-3 týdny	1 600 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Pipetovací špičky Gilson DIAMOND Tips pro pipety Witopet premium s nastavitelným objemem 0,5 - 5 a 1 - 10 ml**

Obj. číslo	Objem [ml]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 500 161 370	0,5 - 5	Čirá	Rack, 12 x 50	600	2-3 týdny	4 849 Kč
160 500 161 230	1 - 10	Čirá	Rack, 8 x 30	240	2-3 týdny	3 793 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*