

ŠPIČKY UNIVERZÁLNÍ NESTERILNÍ

VERKON > Dávkování a titrace > Špičky pipetovací > Špičky univerzální nesterilní

Špičky pipetovací LABSOLUTE, nesterilní

Materiál: PP

- pro dávkování kapalin o objemu 0,1 µl až 10 ml (v kombinaci s odpovídající pipetou)
- materiál: čirý nebo barevný PP bez DNáz, RNáz a pyrogenů
- výroba v čistých prostorách, automatizace balení
- dle EN ISO 8655
- vhodné i pro použití s vícekanálovými pipetami
- autoklávatelné při 121 °C
- typ balení: Bulk (sáček se zipovým uzávěrem), Rack (autoklávatelné zásobníky s barevným kódem a odklápěcím víkem)
- kompatibilní s pipetami různých výrobců (Sartorius/Biohit, Eppendorf, Gilson, Nichiryo, Rainin, Socorex, Thermo), kompatibilitu s konkrétním typem pipety si můžete ověřit níže v katalogovém listu ke stažení



Pipetovací špičky o objemu 0,1 - 10 µl

Obj. číslo	Objem [µl]	Graduace [µl]	Délka [mm]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 647 695 840	0,1-10	2, 10	31	Čirá	Bulk	1000	1-2 týdny	253 Kč
160 647 695 841	0,1-10 XL/20	1, 5, 10, 20	44	Čirá	Bulk	1000	1-2 týdny	253 Kč
160 647 695 860	0,1-10	2, 10	31	Čirá	Rack, 10x96	960	3-4 týdny	727 Kč
160 647 695 861	0,1-10 XL/20	1, 5, 10, 20	44	Čirá	Rack, 10x96	960	3-4 týdny	727 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pipetovací špičky o objemu 2 - 200 µl

Obj. číslo	Objem [µl]	Graduace [µl]	Délka [mm]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 647 695 844	2-200	10, 50, 100	53	Čirá	Bulk	1000	1-2 týdny	205 Kč
160 647 695 845	2-200	10, 50, 100	53	Žlutá	Bulk	1000	1-2 týdny	212 Kč
160 647 695 862	2-200	10, 50, 100	53	Čirá	Rack, 10x96	960	3-4 týdny	727 Kč
160 647 695 863	2-200	10, 50, 100	53	Žlutá	Rack, 10x96	960	1-2 týdny	727 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pipetovací špičky o objemu 20 - 300 µl

Obj. číslo	Objem [μl]	Graduace [μl]	Délka [mm]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 647 695 846	20-300	50, 100, 200	55	Čirá	Bulk	1000	1-2 týdny	240 Kč
160 647 695 864	20-300	50, 100, 200	55	Čirá	Rack, 10x96	960	1-2 týdny	727 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pipetovací špičky o objemu 100 - 1000 μl

Obj. číslo	Objem [μl]	Graduace [μl]	Délka [mm]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 647 695 847	100-1000	100, 500	71	Čirá	Bulk	500	1-2 týdny	162 Kč
160 647 695 848	100-1000	100, 500	71	Modrá	Bulk	500	1-2 týdny	169 Kč
160 647 695 865	100-1000	100, 500	71	Čirá	Rack, 10x96	960	1-2 týdny	833 Kč
160 647 695 866	100-1000	100, 500	71	Modrá	Rack, 10x96	960	1-2 týdny	833 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pipetovací špičky o objemu 100 - 1250 μl

Obj. číslo	Objem [μl]	Graduace [μl]	Délka [mm]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 647 695 849	100-1250	-	76	Čirá	Bulk	500	3-4 týdny	194 Kč
160 647 695 854	100-1250 XL	200, 500, 1000	98	Čirá	Bulk	500	3-4 týdny	229 Kč
160 647 695 867	100-1250	-	76	Čirá	Rack, 10x96	960	3-4 týdny	833 Kč
160 647 695 868	100-1250 XL	200, 500, 1000	98	Čirá	Rack, 10x96	960	1-2 týdny	885 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pipetovací špičky o objemu 5 000 a 10 000 μl

Obj. číslo	Objem [μl]	Graduace [μl]	Délka [mm]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 647 695 850	500-5000	po 500	120	Čirá	Bulk	250	1-2 týdny	424 Kč
160 647 695 934	1000-10000	po 500	160	Čirá	Bag	200	1-2 týdny	1 868 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Compatibility-LABSOLUTE-tips-with-pipettes-of-different-manufacturers-EN.pdf

Špičky pipetovací Witeg, nesterilní

Materiál: PP

Výrobci a značky: Witeg

- pro dávkování kapalin o objemu 0,5 µl až 5 ml (v kombinaci s odpovídající pipetou)
- typ balení: sáček nebo Rack box (autoklávatelná krabička s odklápěcím víkem a hlubokou vaničkou)
- vhodné pro použití s vícekanálovými pipetami (typ Rack box)
- kompatibilní s pipetami různých výrobců (Witeg, Eppendorf, Gilson, Socorex a Finnpipette)



Pipetovací špičky balené v sáčku

Obj. číslo	Objem [µl]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 500 408 010	0,5 - 20	Čirá	Sáček	1000	2-3 týdny	430 Kč
160 500 408 200	2 - 200	Žlutá	Sáček	1000	2-3 týdny	212 Kč
160 500 410 000	100 - 1000	Modrá	Sáček	1000	Skladem	314 Kč
160 500 412 100	1000 - 5000	Čirá	Sáček	250	Skladem	1 327 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pipetovací špičky v balení Rack box

Obj. číslo	Objem [µl]	Barva	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 500 409 005	0,5 - 10	Čirá	Rack, 10 x 96	960	2-3 týdny	1 768 Kč
160 500 409 200	2 - 200	Žlutá	Rack, 10 x 96	960	2-3 týdny	1 201 Kč
160 500 409 210	100 - 1000	Modrá	Rack, 10 x 96	960	Skladem	1 568 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.