

## ŠPIČKY UNIVERZÁLNÍ STERILNÍ S FILTREM

VERKON > Dávkování a titrace > Špičky pipetovací > Špičky univerzální sterilní s filtrem

### Špičky pipetovací Gilson Diamond, sterilní s filtrem

- pro dávkování kapalin o objemu 0,1 až 1200 µl (v kombinaci s odpovídající pipetou)
- typ balení: Rack box (autoklávodatelná krabička s odklápěcím víkem a hlubokou vaničkou)
- vhodné pro použití s vícekanálovými pipetami
- kompatibilní s pipetami různých výrobců (Witeg, Eppendorf, Gilson)



Obj. číslo	Typ	Objem [µl]	Délka [mm]	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 080 171 103	DF10ST	0,1-10	31,2	Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	3 537 Kč
160 080 171 303	DF30ST	2-30	51,2	Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	3 209 Kč
160 080 171 403	DF100ST	10-100	51,2	Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	3 209 Kč
160 080 171 503	DF200ST	20-200	51,2	Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	3 209 Kč
160 080 171 603	DF300ST	20-300	51,2	Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	3 209 Kč
160 080 171 703	DF1000ST	100-1000	66,5	Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	3 812 Kč
160 080 171 803	DF1200ST	100-1200	84,5	Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	3 812 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*