

ŠPIČKY UNIVERZÁLNÍ STERILNÍ

VERKON > Dávkování a titrace > Špičky pipetovací > Špičky univerzální sterilní

Špičky pipetovací Gilson Diamond, sterilní

Materiál: PP

- pro dávkování kapalin o objemu 0,1 až 1200 µl (v kombinaci s odpovídající pipetou)
- typ balení: Rack box (autoklávodatelná krabička s odklápěcím víkem a hlubokou vaničkou)
- vhodné pro použití s vícekanálovými pipetami
- kompatibilní s pipetami různých výrobců (Witeg, Eppendorf, Gilson)



Obj. číslo	Typ	Objem [µl]	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 080 171 101	D10ST	0,1 - 10	Rack, 10 x 96	960	Na dotaz	1 892 Kč
160 080 171 301	D200ST	2 - 200	Rack, 10 x 96	960	2-3 týdny	1 563 Kč
160 080 171 401	D300ST	20 - 300	Rack, 10 x 96	960	2-3 týdny	1 563 Kč
160 080 171 501	D1000ST	100 - 1000	Rack, 10 x 96	960	2-3 týdny	1 645 Kč
160 080 171 601	D1200ST	100 - 1200	Rack, 10 x 96	960	2-3 týdny	1 645 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 160 080 171 501	Špičky pipetovací Gilson Diamond, sterilní, Typ: D1000ST, Objem [µl]: 100 - 1000, Typ balení: Rack, 10 x 96, Balení [ks]: 960, Exspirace: 31.03.2025	Nové	1 bal.	1 645 Kč 1 007 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.