

## Standard viskozitní IKA

Výrobci a značky: IKA

Certifikované **silikonové viskozitní standardy** IKA vhodné k velmi přesné kalibraci rotačních viskozimetrů. Standardy kalibrovány při teplotě 25 °C s různými nominálními viskozitami v rozsahu 5 - 100 000 mPa.s. Kromě uvedených standardů Vám na vyžádání můžeme nabídnout také viskozitní standardy kalibrované na speciální hodnoty viskozit nebo určenou teplotu.

Dodávány společně s certifikátem v 500ml balení.



Obj. číslo	Typ	Nominální viskozita cP [mPa.s]	Materiál	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
469 482 500 397	CAL-O-5	5	Silikon	500	3-4 týdny	3 896 Kč
469 482 500 398	CAL-O-10	10	Silikon	500	3-4 týdny	3 896 Kč
469 482 500 399	CAL-O-50	50	Silikon	500	3-4 týdny	3 896 Kč
469 482 500 434	CAL-O-100	100	Silikon	500	3-4 týdny	3 896 Kč
469 482 500 435	CAL-O-500	500	Silikon	500	3-4 týdny	3 896 Kč
469 482 500 436	CAL-O-1000	1 000	Silikon	500	3-4 týdny	3 896 Kč
469 482 500 437	CAL-O-5000	5 000	Silikon	500	3-4 týdny	3 896 Kč
469 482 500 466	CAL-O-12500	12 500	Silikon	500	3-4 týdny	3 896 Kč
469 482 500 467	CAL-O-30000	30 000	Silikon	500	3-4 týdny	3 896 Kč
469 482 500 468	CAL-O-60000	60 000	Silikon	500	3-4 týdny	3 896 Kč
469 482 500 469	CAL-O-100000	100 000	Silikon	500	3-4 týdny	3 896 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*