

Standardy kalibrační pro iontově selektivní elektrody, Mettler Toledo

Výrobci a značky: Mettler Toledo

Iontové kalibrační standardy k okamžitému použití.

- jednoduché použití
- dle normy NIST
- další typy standardů vám rádi nabídneme na základě poptávky - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu



Obj. číslo	Popis	Koncentrace [mg/l]	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
452 435 344 779	Dusičnanový standardní roztok ISE	1000	500	2-3 týdny	3 148 Kč
452 435 344 775	Fluoridový standardní roztok ISE	1000	500	2-3 týdny	3 124 Kč
452 433 090 851	Fluoridový standardní roztok ISE	100	500	2-3 týdny	3 357 Kč
452 433 090 852	Fluoridový standardní roztok ISE	10	500	2-3 týdny	3 357 Kč
452 435 344 772	Chloridový standardní roztok ISE	1000	500	2-3 týdny	3 148 Kč
452 433 090 853	Chloridový standardní roztok ISE	100	500	2-3 týdny	3 357 Kč
452 433 090 854	Chloridový standardní roztok ISE	10	500	2-3 týdny	3 357 Kč
452 435 344 776	Jodidový standardní roztok ISE	1000	500	2-3 týdny	3 148 Kč
452 435 344 778	Sodíkový standardní roztok ISE	1000	500	2-3 týdny	3 124 Kč
452 433 090 857	Sodíkový standardní roztok ISE	100	500	2-3 týdny	3 332 Kč
452 433 090 858	Sodíkový standardní roztok ISE	10	500	2-3 týdny	3 332 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.