

## STERILIZÁTORY ELEKTRICKÉ WLD-TEC

VERKON > Přístroje pro čištění a dezinfekci > Sterilizace bakteriologických kliček > Sterilizátory elektrické WLD-TEC

### Sterilizátor elektrický WLD-TEC SteriMax

SteriMax je určen pro sterilizaci inokulačních kliček, jehel a nástrojů zejména v takovém prostředí, ve kterém je zakázána manipulace s otevřeným ohněm nebo plynem.

#### Základní charakteristika sterilizátoru SteriMax:

- dosažení teploty až 900 °C během několika minut
- sterilizace nástrojů trvá 5 - 7 sekund
- možnost nastavení až sedmi poloh (od kolmé až po vodorovnou)
- signalizace horké sterilizační trubice na ohnivzdorném displeji (ochrana před popálením)
- tělo přístroje z nerezové oceli, sterilizační trubice z vysoce odolného křemenného skla
- integrovaná ochrana proti rozstříku (větší bezpečnost při manipulaci s patogenním materiálem)
- snadné čištění (křemíkovou trubicí lze vyjmout z ocelové hlavy)
- dva modely, které se liší velikostí a výkonem
- součástí dodávky je jeden držák a jedna inokulační klička



Obj. číslo	Průměr/délka trubice [mm]	Výkon [W]	Rozměry v x š x d [mm]	Hmotnost [g]	Dostupnost	Cena / ks
393 405 001 000	15/118	120	129 x 175 x 139	960	2-3 týdny	16 125 Kč
393 405 101 000	20/161	175	129 x 175 x 169	1060	2-3 týdny	17 825 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-SteriMax-DE-EN.pdf