

STERILIZÁTORY HORKOVZDUŠNÉ MEMMERT

VERKON > Přístroje pro ohřev a chlazení > Sterilizátory horkovzdušné > Sterilizátory horkovzdušné Memmert

Horkovzdušné sterilizátory konstrukčně vychází z ucelené řady sušáren Memmert. V nabídce jsou modely o objemu 32 až 749 litrů. Sterilizátory zaručují naprostou bezpečnost obsluhy, mají intuitivní ovládání a moderní design. Jsou zhotoveny z kvalitní nerezové oceli se snadným čištěním.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako autorizovaný zástupce společnosti Memmert nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Popis regulátorů Memmert Single a TwinDisplay



regulátor SingleDisplay

- nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času
- možnost volby startu odečtu pracovního času - spuštění/dosažení nastavené teploty
- jedno teplotní čidlo PT100 dle DIN třída A
- neumožňuje nastavení teplotních ramp
- rozhraní Ethernet
- dvojitá ochrana proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880



regulátor TwinDisplay

- nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času
- možnost volby startu odečtu pracovního času - spuštění/dosažení nastavené teploty
- dvě teplotní čidla PT100 dle DIN třída A
- možnost nastavení teplotních ramp
- funkce HeatBALANCE garantující rovnoměrné rozložení teploty při jakémkoliv naplnění komory
- rozhraní Ethernet, rozhraní USB
- načtení programu (max. 10 000 hodnot - 1 týden)
- vícenásobná ochrana proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880, funkce AutoSAFETY

Sterilizátor horkovzdušný Memmert SF s ventilátorem

Výrobci a značky: Memmert

Přístroje řady SF/SF plus mají regulaci umožňující odečet pracovního času až po náběhu na nastavenou teplotu, nucený oběh vzduchu v komoře a splňují požadavky vyhlášky MZ 195/2005 Sb. (příloha 3 - způsoby sterilizace). Přístroje s objemy 32 a 53 l jsou vhodné řešení horkovzdušné sterilizace nástrojů zejména pro menší lékařské ordinace, tetovací, pedikúrní a manikúrní salóny.

Součástí dodávky přístrojů SF30 a SF55 je 1 nerezová drátěná police; součástí dodávky ostatních přístrojů jsou dvě nerezové drátěné police; další drátěné nebo dřevované police si můžete objednat jako [volitelné příslušenství](#).



Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako autorizovaný zástupce společnosti Memmert nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Technické údaje

Typ sterilizátoru		SF30	SF55	SF75	SF110	SF160	SF260	SF450	SF750
Ke stažení SF / SFplus		 / 	 / 	 / 	 / 	 / 	 / 	 / 	 / 
Objem [l]		32	53	74	108	161	256	449	749
Vnitřní rozměry	šířka [mm]	400	400	400	560	560	640	1040	1040
	výška [mm]	320	400	560	480	720	800	720	1200
	hloubka ⁽ⁱ⁾ [mm]	250	330	330	400	400	500	600	600
Vnější rozměry	šířka [mm]	585	585	585	745	745	824	1224	1224
	výška ⁽ⁱ⁾ [mm]	704	784	944	864	1104	1183	1247	1720
	hloubka ⁽ⁱ⁾ [mm]	434	514	514	584	584	684	784	784
Počet polic (standard/max)		1/3	1/4	2/6	2/5	2/8	2/9	2/8	2/14
Maximální zatížení / police [kg]		20	20	20	20	20	20	30	30
Maximální zatížení / celkové [kg]		60	80	120	175	210	300	300	300
Příkon při 230 V, 50/60 Hz [kW]		1,6	2,0	2,5	2,8	3,2	3,4	-	-
Příkon při 400 V, 50 Hz [kW]		-	-	-	-	-	-	5,8	7,0
Nastavitelná teplota [°C]		+10 nad teplotu okolí ... 250							
Hmotnost [kg]		46	57	66	74	96	110	161	217

Přehled volitelného vybavení a doplňkového příslušenství

Volitelné vybavení je nutno specifikovat při objednání přístroje, dodatečná montáž již většinou není možná. Jedná se o vybavení za příplatek. Některé kombinace volitelného vybavení se vzájemně vylučují - pro pomoc s výběrem nás kontaktujte.

■ rozšířená ochrana proti přehřátí pro modely s regulátorem SingleDisplay ■ zesílené drátěné police pro SF 110, 160 a 260 ■ prodloužení komínku přímé nebo lomené v úhlu 90° ■ bezpečnostní zámek dveří ■ adaptér USB/Ethernet ■ USB klíč s ID uživatele (ochrana proti nežádoucím změnám nastavení; pouze pro modely s regulátorem TwinDisplay) ■ USB flash disk se software AtmoControl (pouze pro modely s regulátorem SingleDisplay) ■ software FDA AtmoControl (dokumenty IQ/OQ v AJ nebo NJ; pouze pro modely s regulátorem TwinDisplay)	■ 4dílná stohovací sada (pouze pro SF 30, 55, 75 a 110) ■ výškově nastavitelné nožičky (kromě SF 450 a 750) ■ výškově nastavitelný podstavový rám ■ drátěné nebo děrované police ■ spodní nebo zásuvná nerezová odkapávací miska (může ovlivnit rozložení teploty v komoře) ■ nástěnný rám pro uchycení na zeď (kromě SF 260, 450 a 750) ■ možnost vestavby (zapuštění) sterilizátoru do zdi ■ akreditovaná kalibrace na uživatelem stanovené hodnotě a prostorových bodech ■ vystavení kalibračního listu včetně teplotní mapy ■ IQ, OQ a PQ dokumentace
---	--

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
212 070 301 030	SF30 SingleDISPLAY	32	3-4 týdny	36 576 Kč
212 070 311 030	SF30 TwinDISPLAY	32	3-4 týdny	54 072 Kč
212 070 301 055	SF55 SingleDISPLAY	53	1-2 týdny	44 064 Kč
212 070 311 055	SF55 TwinDISPLAY	53	3-4 týdny	64 152 Kč
212 070 301 075	SF75 SingleDISPLAY	74	3-4 týdny	52 152 Kč
212 070 311 075	SF75 TwinDISPLAY	74	3-4 týdny	70 728 Kč
212 070 301 110	SF110 SingleDISPLAY	108	3-4 týdny	60 912 Kč
212 070 311 110	SF110 TwinDISPLAY	108	3-4 týdny	81 576 Kč
212 070 301 160	SF160 SingleDISPLAY	161	3-4 týdny	80 136 Kč
212 070 311 160	SF160 TwinDISPLAY	161	3-4 týdny	101 640 Kč
212 070 301 260	SF260 SingleDISPLAY	256	3-4 týdny	102 168 Kč
212 070 311 260	SF260 TwinDISPLAY	256	3-4 týdny	120 504 Kč
212 070 301 450	SF450 SingleDISPLAY	449	3-4 týdny	133 824 Kč
212 070 311 450	SF450 TwinDISPLAY	449	3-4 týdny	153 768 Kč
212 070 301 750	SF750 SingleDISPLAY	749	3-4 týdny	177 288 Kč
212 070 311 750	SF750 TwinDISPLAY	749	3-4 týdny	197 664 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.