

## Štítek Close-it

Štítky Close-it jsou nepostradatelným pomocníkem při odběru sypkých vzorků pomocí vpichových vzorkovačů. Po takto provedeném odběru vzniká v obalu díra, kterou je potřeba zakrýt, aby nedocházelo ke ztrátě, navlhnutí či znečištění materiálu. Štítky Close-it jsou díky hliníkové vrstvě parotěsné, jsou dostatečně velké a mají výbornou přilnavost, takže překryjí i mírně potrhané či zaprášené místo vpichu. Jsou snadno popisovatelné perem, tužkou i fixou.



- hermetické uzavření poškozeného obalu po vzorkování
- dobrá přilnavost i k obalům s lehkou vrstvou prášku (sádry, mouky), mírně vlhkým nebo namrzlým povrchem
- snadno popisovatelné (datum a místo odebrání vzorku, jméno kontrolora kvality atd.)
- velikost 95 x 95 mm nebo 150 x 150 mm
- červený potisk
- dodáváno v rolích
- v nabídce jsou i štítky se zeleným, modrým, žlutým nebo černým potiskem a bílé štítky bez potisku, v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

### Štítky Close-it s červeným potiskem

| Obj. číslo      | Barva potisku | Rozměry [mm] | Počet štítků v roli [ks] | Dostupnost | Cena / role |
|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------------|-------------|
| 399 100 530 312 | červená       | 95 x 95      | cca 500                  | 1-2 týdny  | 1 654 Kč    |
| 399 105 303 012 | červená       | 150 x 150    | cca 250                  | 1-2 týdny  | 2 318 Kč    |


*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Zásobníky na štítky

| Obj. číslo      | Popis  | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--|------------|-----------|
| 399 153 039 000 | Zásobník na štítky Close-it o rozměru 95 x 95 mm   | 4-6 týdnů  | 2 596 Kč  |
| 399 153 039 100 | Zásobník na štítky Close-it o rozměru 150 x 150 mm | 4-6 týdnů  | 3 641 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Close-it-control-seal-EN.pdf

### Video k produktu

 Štítek Bürkle Close-it