

Štítky popisovací Cryo, samolepicí

- rozměry:
 - 24 x 13 mm pro 0,5ml mikrozkušavky
 - 33 x 13 mm pro 1,5/2,0ml mikrozkušavky
 - 38 x 19 mm - univerzální
- materiál: chemicky inertní polyolefin s akrylátovým lepidlem
- teplotní odolnost: -196 až 150 °C (lze je použít při práci s tekutým dusíkem, v horké vodní lázni i v autoklávu)
- vhodné na téměř jakýkoli čistý povrch (včetně skla, plastů, kovů atd.)
- odolné vůči vlhkosti, většině organických rozpouštědel a žíravin, nepraskají, neodlupují se
- 1000 ks v roli, zabaleno v praktické krabičce s možností odtrhávání



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kryozkušavky](#), [kryoboxy](#) z polykarbonátu, [mikrozkušavky](#) a laboratorní [popisovače](#).

Obj. číslo	Typ	Barva	Rozměry štítku [mm]	Množství štítků [ks]	Dostupnost	Cena / role
130 643 970 500	Cryo-Babies	Bílá	24 x 13	1000	3-4 týdny	1 346 Kč
130 643 971 000	Cryo-Babies	Bílá	33 x 13	1000	3-4 týdny	1 346 Kč
130 640 910 032	Cryo-Tags	Bílá	38 x 19	1000	3-4 týdny	1 349 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.