

ŠTÍTKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro odběr vzorků > Štítky

Štítek Close-it

Štítky Close-it jsou nepostradatelným pomocníkem při odběru sypkých vzorků pomocí vpichových vzorkovačů. Po takto provedeném odběru vzniká v obalu díra, kterou je potřeba zakrýt, aby nedocházelo ke ztrátě, navlhnutí či znečištění materiálu. Štítky Close-it jsou díky hliníkové vrstvě parotěsné, jsou dostatečně velké a mají výbornou přilnavost, takže překryjí i mírně potrhané či zaprášené místo vpichu. Jsou snadno popisovatelné perem, tužkou i fixou.



- hermetické uzavření poškozeného obalu po vzorkování
- dobrá přilnavost i k obalům s lehkou vrstvou prášku (sádry, mouky), mírně vlhkým nebo namrzlým povrchem
- snadno popisovatelné (datum a místo odebrání vzorku, jméno kontrolora kvality atd.)
- velikost 95 x 95 mm nebo 150 x 150 mm
- červený potisk
- dodáváno v rolích
- v nabídce jsou i štítky se zeleným, modrým, žlutým nebo černým potiskem a bílé štítky bez potisku, v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Štítky Close-it s červeným potiskem

Obj. číslo	Barva potisku	Rozměry [mm]	Počet štítků v roli [ks]	Dostupnost	Cena / role
399 100 530 312	červená	95 x 95	cca 500	1-2 týdny	1 654 Kč
399 105 303 012	červená	150 x 150	cca 250	1-2 týdny	2 318 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Zásobníky na štítky


Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
399 153 039 000	Zásobník na štítky Close-it o rozměru 95 x 95 mm	4-6 týdnů	2 596 Kč
399 153 039 100	Zásobník na štítky Close-it o rozměru 150 x 150 mm	4-6 týdnů	3 641 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Close-it-control-seal-EN.pdf

Video k produktu

 Štítek Bürkle Close-it