

ŠTÍTKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro odběr vzorků > Štítky

Štítek Close-it

Štítky Close-it jsou nepostradatelným pomocníkem při odběru sypkých vzorků pomocí vpichových vzorkovačů. Po takto provedeném odběru vzniká v obalu díra, kterou je potřeba zakrýt, aby nedocházelo ke ztrátě, navlhnutí či znečištění materiálu. Štítky Close-it jsou díky hliníkové vrstvě parotěsné, jsou dostatečně velké a mají výbornou přilnavost, takže překryjí i mírně potrhané či zaprášené místo vpichu. Jsou snadno popisovatelné perem, tužkou i fixou.



- hermetické uzavření poškozeného obalu po vzorkování
- dobrá přilnavost i k obalům s lehkou vrstvou prášku (sádry, mouky), mírně vlhkým nebo namrzlým povrchem
- snadno popisovatelné (datum a místo odebrání vzorku, jméno kontrolora kvality atd.)
- velikost 95 x 95 mm nebo 150 x 150 mm
- červený potisk
- dodáváno v rolích
- v nabídce jsou i štítky se zeleným, modrým, žlutým nebo černým potiskem a bílé štítky bez potisku, v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Štítky Close-it s červeným potiskem

| Obj. číslo | Barva potisku | Rozměry [mm] | Počet štítků v roli [ks] | Dostupnost | Cena / role |
|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|------------|-------------|
| 399 100 530 312 | červená | 95 x 95 | cca 500 | 1-2 týdny | 1 654 Kč |
| 399 105 303 012 | červená | 150 x 150 | cca 250 | 1-2 týdny | 2 318 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Zásobníky na štítky


| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--|------------|-----------|
| 399 153 039 000 | Zásobník na štítky Close-it o rozměru 95 x 95 mm | 4-6 týdnů | 2 596 Kč |
| 399 153 039 100 | Zásobník na štítky Close-it o rozměru 150 x 150 mm | 4-6 týdnů | 3 641 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Close-it-control-seal-EN.pdf

Video k produktu

 Štítek Bürkle Close-it