

Stojan laboratorní BUNSEN, kompletní

- slouží k uchycení laboratorního nádobí a jednotlivých částí aparatur
- kompletní sestava obsahuje:
 - 1 ks **stojanu s kovovou deskou a tyčí** délky 750 mm
 - 3 ks **kruhu na vaření** (průměr 80, 100 a 130 mm)
 - 1 ks velkého **držáku na chladič**
 - 1 ks **držáku bez svorky** typu I
 - 1 ks **držáku bez svorky** typu II
 - 6 ks **křížových svorek**



Obj. číslo	Popis	Délka tyče [mm]	Dostupnost	Cena / ks
396 551 110 100	Včetně 3 ks kruhů na vaření, držáku na chladič, 2 ks držáků bez svorky a 6 ks křížových svorek	750	Skladem, do 1 týdne	2 790 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.