

## Stojan laboratorní BUNSEN, kompletní

Narozeninová akce

Sleva 10 %

Sleva platí do 9. 7. 2026

- slouží k uchycení laboratorního nádobí a jednotlivých částí aparatur
- kompletní sestava obsahuje:
  - 1 ks [stojanu s kovovou deskou a tyčí](#) délky 750 mm
  - 3 ks [kruhu na vaření](#) (průměr 80, 100 a 130 mm)
  - 1 ks velkého [držáku na chladič](#)
  - 1 ks [držáku bez svorky](#) typu I
  - 1 ks [držáku bez svorky](#) typu II
  - 6 ks [křížových svorek](#)



Obj. číslo	Popis	Délka tyče [mm]	Dostupnost	Cena / ks
396 551 110 100	Včetně 3 ks kruhů na vaření, držáku na chladič, 2 ks držáků bez svorky a 6 ks křížových svorek	750	Skladem, do 1 týdne	2 790 Kč <b>2 511 Kč</b>

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*