

Stojan laboratorní s kovovou deskou a šroubovací tyčí

- délka tyče: 750 a 1000 mm
- průměr tyče: 12 mm
- rozměry desky (h x š x v): 240 x 150 x 18 mm
- stabilní konstrukce
- slouží k uchycení laboratorního nádobí a jednotlivých částí aparatur

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují [křížové svorky](#), [držáky na chladič](#), [kruhy na filtraci](#), [třínožky](#) a různé typy skleněných [baněk](#).



Obj. číslo	Popis	Délka tyče [mm]	Dostupnost	Cena / ks
396 551 110 301	Univerzální laboratorní stojan	750	Skladem	730 Kč
396 551 110 302	Univerzální laboratorní stojan	1000	Skladem	760 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.