

## Stojan na 15ml centrifugační zkumavky typu Falcon

- kapacita: 36 míst (6 x 6) nebo 72 míst (6 x 12)
- pro 15ml centrifugační zkumavky typu Falcon o průměru 17 mm s kónickým dnem
- materiál: nylon vyztužený skelnými vlákny (stojany jsou lisovány z jednoho kusu plastu)
- barva: bílá, modrá, červená, zelená, žlutá
- velká plocha pro štítek na boční straně
- vhodný pro použití ve vodní lázni
- autoklávatelný do 121 °C



### Stojany pro 36 zkumavek, provedení 6 x 6

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Barva	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 320	Stojan na zkumavky	6 x 6	Bílá	126 x 58 x 126	1-2 týdny	153 Kč
130 647 696 321	Stojan na zkumavky	6 x 6	Modrá	126 x 58 x 126	3-4 týdny	153 Kč
130 647 696 322	Stojan na zkumavky	6 x 6	Červená	126 x 58 x 126	1-2 týdny	153 Kč
130 647 696 323	Stojan na zkumavky	6 x 6	Zelená	126 x 58 x 126	3-4 týdny	153 Kč
130 647 696 324	Stojan na zkumavky	6 x 6	Žlutá	126 x 58 x 126	1-2 týdny	153 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Stojany pro 72 zkumavek, provedení 6 x 12

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Barva	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 310	Stojan na zkumavky	6 x 12	Bílá	248 x 70 x 127	3-4 týdny	250 Kč
130 647 696 311	Stojan na zkumavky	6 x 12	Modrá	248 x 70 x 127	3-4 týdny	250 Kč
130 647 696 312	Stojan na zkumavky	6 x 12	Červená	248 x 70 x 127	3-4 týdny	250 Kč
130 647 696 313	Stojan na zkumavky	6 x 12	Zelená	248 x 70 x 127	1-2 týdny	250 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Počet míst</b>	<b>Barva</b>	<b>Rozměry [mm]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
130 647 696 314	Stojan na zkumavky	6 x 12	Žlutá	248 x 70 x 127	1-2 týdny	250 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*