

## Stojan na 50ml centrifugační zkumavky typu Falcon

- kapacita: 9 míst (3 x 3) nebo 24 míst (3 x 8)
- pro 50ml centrifugační zkumavky typu Falcon o průměru 30 mm s kónickým dnem
- materiál: nylon vyztužený skelnými vlákny (stojany jsou lisovány z jednoho kusu plastu)
- barva: bílá, modrá, červená, zelená, žlutá
- velká plocha pro štítek na boční straně
- vhodný pro použití ve vodní lázni
- autoklávatelný do 121 °C



### Stojany pro 9 zkumavek, provedení 3 x 3

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Barva	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 325	Stojan na zkumavky	3 x 3	Bílá	109 x 84 x 109	1-2 týdny	153 Kč
130 647 696 326	Stojan na zkumavky	3 x 3	Modrá	109 x 84 x 109	1-2 týdny	153 Kč
130 647 696 327	Stojan na zkumavky	3 x 3	Červená	109 x 84 x 109	3-4 týdny	153 Kč
130 647 696 328	Stojan na zkumavky	3 x 3	Zelená	109 x 84 x 109	3-4 týdny	153 Kč
130 647 696 329	Stojan na zkumavky	3 x 3	Žlutá	109 x 84 x 109	3-4 týdny	153 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Stojany pro 24 zkumavek, provedení 3 x 8

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Barva	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 315	Stojan na zkumavky	3 x 8	Bílá	283 x 83 x 108	3-4 týdny	275 Kč
130 647 696 316	Stojan na zkumavky	3 x 8	Modrá	283 x 83 x 108	1-2 týdny	275 Kč
130 647 696 317	Stojan na zkumavky	3 x 8	Červená	283 x 83 x 108	3-4 týdny	275 Kč
130 647 696 318	Stojan na zkumavky	3 x 8	Zelená	283 x 83 x 108	1-2 týdny	275 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Počet míst</b>	<b>Barva</b>	<b>Rozměry [mm]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
130 647 696 319	Stojan na zkumavky	3 x 8	Žlutá	283 x 83 x 108	3-4 týdny	275 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*