

Stojan na centrifugační zkumavky typu Falcon, drátěný

- počet míst: 15 pro 15ml zkumavky, 8, 16 nebo 36 pro 50ml zkumavky
- materiál: ocel potažená epoxidovou pryskyřicí
- barva: modrá
- rozměry otvoru: 19 x 19 mm (pro 15ml zkumavky), 30 x 30 mm (pro 50ml zkumavky)
- celkové rozměry (d x š x v): v tabulce níže
- autoklávatelný do 121 °C
- výborná stabilita
- vhodný pro použití v inkubátorech i mrazničkách
- **informace k dodávce:** stojany se dodávají prázdné, tj. bez zkumavek (obrázky jsou pouze ilustrační)



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i centrifugační [zkumavky](#) typu Falcon, [mikropipety](#), [pipetovací špičky](#) a skleněné [kádinky](#).

Obj. číslo	Popis	Pro zkumavky o objemu [ml]	Počet míst	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 950 026 618	Drátěný stojan	15	5 x 3	114 x 76 x 76	2-3 týdny	1 399 Kč
130 950 013 110	Drátěný stojan	50	4 x 2	147 x 80 x 89	2-3 týdny	1 657 Kč
130 950 013 111	Drátěný stojan	50	4 x 4	158 x 150 x 92	2-3 týdny	2 502 Kč
130 950 013 112	Drátěný stojan	50	6 x 6	229 x 229 x 89	2-3 týdny	3 585 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.