

Stojan na centrifugační zkumavky typu Falcon

- 2 různé typy
- typ Plášteve je vyroben z polypropylenu, odolává teplotám v rozmezí -20 až 121 °C, jeho výhodou je snadné použití i numerická síť pro identifikaci vzorků, prázdný je stohovatelný
- typ Skládací lze použít ve vodních lázních, je vyroben z polypropylenu, odolává teplotám v rozmezí -20 až 121 °C, jeho výhodou je numerická síť pro identifikaci vzorků a možnost rozložení a stohování



Náš TIP: K tomuto produktu zákazníci kupují i centrifugační [zkumavky typu Falcon](#), [plastové](#) nebo [skleněné](#) pipety dle Pasteura a [mikrozkumavky](#) Eppendorf.

Obj. číslo	Typ	Pro zkumavky o objemu [ml]	Počet míst	Rozměry d x š x v [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 067 806 015	Plášteve	15	25	120 x 150 x 32	4-6 týdnů	273 Kč
130 067 806 050	Plášteve	50	25	190 x 230 x 35	4-6 týdnů	268 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Typ	Pro zkumavky o objemu [ml]	Počet míst	Dostupnost	Cena / ks
130 067 903 003	Skládací	15	5 x 10	Skladem, do 1 týdne	258 Kč
130 067 903 005	Skládací	50	26	Skladem, do 1 týdne	265 Kč
130 067 903 006	Skládací	15 a 50	21 a 12	4-6 týdnů	263 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.