

## Stojan na filtrační nálevky

Stojan s magnetickými držáky nálevek a pevným podstavcem s plochou pro umístění nádob. Držáky lze díky magnetům snadno posouvat jednou rukou.

- 2 typy: dvómístný a čtyřmístný
- magnetické držáky pro nálevky o průměru 40 - 180 mm
- možnost nastavení výšky (až do 450 mm)
- pevná a stabilní konstrukce
- podstavec z PP, tyč z chromované oceli, magnetické držáky z PP, redukční vložky z PVC



**Náš TIP** K tomuto stojanu zákazníci často kupují různé typy [nálevek](#), [násypky](#), [kádinky](#), [reagenční láhve](#) a [filtrační papíry](#).

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
399 196 220 200	2místný pro nálevky o průměru 40 - 180 mm	Včetně 2 ks magnetických držáků a 2 ks redukcí	2-3 týdny	2 291 Kč
399 196 220 400	4místný pro nálevky o průměru 40 - 180 mm	Včetně 4 ks magnetických držáků a 4 ks redukcí	2-3 týdny	3 095 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*