

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro kryogeniku > Kryoboxy a stojany > Stojan na kryoboxy pro pultový hlubokomrazicí box, nerezový

Stojan na kryoboxy pro pultový hlubokomrazicí box, nerezový

Výrobci a značky: Ratiolab

- provedení: vertikální s různým počtem přihrádek
- materiál: nerezová ocel
- držadlo pro snadnou manipulaci
- pevná konstrukce
- snadné čištění
- vhodný pro kryoboxy o rozměru 130x130, 133x133 nebo 136x136 mm s výškou 32, 50, 75 nebo 100 mm



Stojany pro ukládání kryoboxů o výšce 32 mm

Obj. číslo	Pro kryoboxy o výšce [mm]	Počet přihrádek	Rozměry (d x š x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 095 400 032	32	11	140 x 140 x 406	3-4 týdny	3 071 Kč
397 095 400 033	32	12	140 x 140 x 443	3-4 týdny	3 158 Kč
397 095 400 034	32	13	140 x 140 x 479	3-4 týdny	3 249 Kč
397 095 400 035	32	14	140 x 140 x 516	3-4 týdny	3 336 Kč
397 095 400 036	32	15	140 x 140 x 552	3-4 týdny	3 428 Kč
397 095 400 037	32	16	140 x 140 x 589	3-4 týdny	3 515 Kč
397 095 400 038	32	17	140 x 140 x 625	3-4 týdny	3 606 Kč
397 095 400 024	32	18	140 x 140 x 662	3-4 týdny	3 693 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojany pro ukládání kryoboxů o výšce 50 mm

Obj. číslo	Pro kryoboxy o výšce [mm]	Počet přihrádek	Rozměry (d x š x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 095 400 041	50	4	140 x 140 x 222	3-4 týdny	2 086 Kč
397 095 400 021	50	5	140 x 140 x 277	3-4 týdny	2 025 Kč
397 095 400 042	50	7	140 x 140 x 385	3-4 týdny	2 144 Kč

Obj. číslo	Pro kryoboxy o výšce [mm]	Počet přihrádek	Rozměry (d x š x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 095 400 027	50	8	140 x 140 x 441	3-4 týdny	2 503 Kč
397 095 400 026	50	9	140 x 140 x 495	3-4 týdny	2 532 Kč
397 095 400 000	50	10	140 x 140 x 550	3-4 týdny	2 204 Kč
397 095 400 023	50	11	140 x 140 x 604	3-4 týdny	2 204 Kč
397 095 400 025	50	12	140 x 140 x 659	3-4 týdny	2 264 Kč
397 095 400 001	50	13	140 x 140 x 713	3-4 týdny	2 561 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojany pro ukládání kryoboxů o výšce 75 mm

Obj. číslo	Pro kryoboxy o výšce [mm]	Počet přihrádek	Rozměry (d x š x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 095 400 028	75	6	140 x 140 x 482	3-4 týdny	2 325 Kč
397 095 400 029	75	7	140 x 140 x 561	3-4 týdny	2 175 Kč
397 095 400 030	75	8	140 x 140 x 641	3-4 týdny	2 354 Kč
397 095 400 031	75	9	140 x 140 x 720	3-4 týdny	2 443 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan pro ukládání kryoboxů o výšce 100 mm

Obj. číslo	Pro kryoboxy o výšce [mm]	Počet přihrádek	Rozměry (d x š x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 095 400 039	100	5	140 x 140 x 531	3-4 týdny	2 412 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.