

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro kryogeniku > Kryoboxy a stojany > Stojan na kryoboxy pro skříňový hlubokomrazicí box, nerezový

## Stojan na kryoboxy pro skříňový hlubokomrazicí box, nerezový

Výrobci a značky: Ratiolab

- provedení: horizontální s různým počtem přihrádek
- materiál: nerezová ocel
- držadla pro snadnou manipulaci
- pevná konstrukce
- snadné čištění
- vhodný pro kryoboxy o rozměru 130x130, 133x133 nebo 136x136 mm s výškou 50, 75, 100 nebo 130 mm
- **informace k dodávce:** obrázek je pouze ilustrační (kryoboxy nejsou součástí dodávky stojanu)



### Stojany pro ukládání kryoboxů o výšce 50 mm

Obj. číslo	Pro kryoboxy o výšce [mm]	Počet přihrádek [horizontální x vertikální]	Rozměry (dxšxv) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 095 400 007	50	3 x 3	424 x 140 x 165	3-4 týdny	3 039 Kč
397 095 400 009	50	3 x 4	424 x 140 x 219	3-4 týdny	3 129 Kč
397 095 400 022	50	3 x 5	424 x 140 x 274	3-4 týdny	3 454 Kč
397 095 400 004	50	4 x 4	566 x 140 x 219	3-4 týdny	3 368 Kč
397 095 400 003	50	4 x 5	566 x 140 x 274	3-4 týdny	3 872 Kč
397 095 400 002	50	4 x 6	566 x 140 x 328	3-4 týdny	4 321 Kč
397 095 400 008	50	4 x 7	566 x 140 x 391	3-4 týdny	4 739 Kč
397 095 400 013	50	5 x 4	705 x 140 x 219	3-4 týdny	3 872 Kč
397 095 400 014	50	5 x 5	705 x 140 x 274	3-4 týdny	4 408 Kč
397 095 400 015	50	5 x 6	705 x 140 x 328	3-4 týdny	4 739 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Stojany pro ukládání kryoboxů o výšce 75 mm

Obj. číslo	Pro kryoboxy o výšce [mm]	Počet přihrádek [horizontální x vertikální]	Rozměry (dxšxv) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
------------	---------------------------	---	----------------------	------------	-----------

Obj. číslo	Pro kryoboxy o výšce [mm]	Počet přihrádek [horizontální x vertikální]	Rozměry (dxšxv) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 095 400 011	75	4 x 2	566 x 140 x 164	3-4 týdny	3 276 Kč
397 095 400 006	75	4 x 3	566 x 140 x 240	3-4 týdny	3 218 Kč
397 095 400 005	75	4 x 4	566 x 140 x 319	3-4 týdny	3 725 Kč
397 095 400 016	75	5 x 2	705 x 140 x 161	3-4 týdny	3 575 Kč
397 095 400 017	75	5 x 3	705 x 140 x 240	3-4 týdny	3 725 Kč
397 095 400 018	75	5 x 4	705 x 140 x 319	3-4 týdny	4 022 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Stojany pro ukládání kryoboxů o výšce 100 mm

Obj. číslo	Pro kryoboxy o výšce [mm]	Počet přihrádek [horizontální x vertikální]	Rozměry (dxšxv) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 095 400 010	100	4 x 2	566 x 140 x 219	3-4 týdny	3 428 Kč
397 095 400 040	100	4 x 3	566 x 140 x 314	3-4 týdny	3 633 Kč
397 095 400 020	100	5 x 2	705 x 140 x 212	3-4 týdny	3 903 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Stojan pro ukládání kryoboxů o výšce 130 mm

Obj. číslo	Pro kryoboxy o výšce [mm]	Počet přihrádek [horizontální x vertikální]	Rozměry (dxšxv) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
397 095 400 012	130	4 x 2	566 x 140 x 275	3-4 týdny	3 428 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*