

Stojan na kyvety, PE

- pro kyvety o rozměru 12 x 12 mm
- počet míst: 12
- materiál: PE
- rozměry (š x h x v): 170 x 50 x 15 mm
- stohovatelný (prázdný)



Obj. číslo	Popis	Počet míst	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 260	Zásobník na kyvety	12	170 x 50 x 15	4-6 týdnů	55 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.